



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Laboratorní příručka Laboratoří Dopravního zdravotnictví Čechy

Příloha č. 2 – Informace k nejfrekventovanějším biochemickým a hematologickým vyšetřením

Vydání č.: 02

Platnost od: 14.05.2021

Výtisk č.: 01

	JMÉNO	FUNKCE
Zpracoval:	MUDr. Drahomíra Rottenbornová Ing. Andrea Gruberová	Vedoucí laboratoří
Kontroloval:	Bc.Simona Rebanová	Zástupce manažera kvality
Schválil:	Ing.Bc. Martina Štolová	Ředitel laboratorního komplementu



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Obsah

Použité zkratky	5
Zdroje.....	5
Alaninaminotransferáza, ALT.....	6
Albumin.....	7
Albumin v moči, Mikroalbuminurie	8
Alkalická fosfatáza, ALP	9
α -Amyláza, alfa-amyláza	10
Amyláza v moči.....	11
Antistreptolysin O, ASLO.....	12
Apolipoprotein A1, Apo A1	13
Apolipoprotein B, Apo B	14
APTT – aktivovaný parciální tromboplastinový čas	14
Aspartátaminotransferáza, AST	15
Bilirubin celkový	16
Bilirubin přímý.....	17
Celková bílkovina.....	18
Celková bílkovina v moči.....	19
Celková vazebná kapacita železa.....	20
Clearance kreatininu	21
C-reaktivní protein, CRP.....	22
D-dimery, DD	23
Draselný kation.....	24
Draselný kation v moči	25
Ferritin	26
Fibrinogen	26
Fosfát anorganický	27
Fosfát anorganický v moči.....	28
γ -glutamyltransferáza, GGT.....	29
Glukóza	30
Glukóza v moči	31
Glykovaný hemoglobin, HbA1c	32
Hamburgerův sediment.....	33



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

HDL-Cholesterol	34
Hořčík celkový	34
Hořčík celkový v moči	35
Chemické a morfologické vyšetření moči	36
Chloridový anion.....	37
Chloridový anion v moči	38
Cholesterol	39
Choriogonadotropin lidský včetně β podjednotky, HCG	40
Imunoglobulin A	41
Imunoglobulin G	42
Imunoglobulin M	43
Kotinin v moči	44
Kreatinin.....	45
Kreatinin v moči.....	46
Kreatinkináza, CK.....	47
Kreatinkináza, izoenzym MB, CK-MB	48
Krevní obraz.....	49
Krevní obraz s pětipopulačním diferenciatním rozpočtem leukocytů z analyzátoru	50
1. Erytrocyty	50
2. Hemoglobin	50
3. Hematokrit	51
4. MCV.....	51
5. MCH.....	52
6. MCHC.....	52
7. RDW-CV – Šíře distribuce erytrocytů	52
8. Trombocyty	53
9. Leukocyty	53
10. Diferenciál - Neutrofilý	53
11. Diferenciál – Lymfocyty	54
15. Diferenciál – Monocyty	54
12. Diferenciál - Eozinofily.....	55
13. Diferenciál – Basofily.....	55
14. Retikulocyty	56
Krevní skupina ABO, Rh(D).....	56
Kyselina močová	57
Kyselina močová v moči.....	58
Laktátdehydrogenáza, LD.....	59



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

LDL-Cholesterol	60
MDRD, Odhad glomerulární filtrace	60
MDRD, CKD-EPI/KREA.....	61
Mikroskopický diferenciální rozpočet leukocytů	61
1. Diferenciál – Neutrofilní segmenty.....	63
2. Diferenciál – Neutrofilní tyče.....	63
3. Diferenciál – Lymfocyty	63
4. Diferenciál – Monocyty	64
5. Diferenciál – Eosinofily	64
6. Diferenciál – Basofily.....	65
Okultní krvácení.....	65
Orální glukózový toleranční test, OGTT	66
Parathormon intaktní	67
Prostatický specifický antigen volný, Free PSA.....	68
Prostatický specifický antigen, PSA.....	69
Protilátky proti tyreoglobulinu, Anti-TG	70
Protilátky proti tyreoperoxidáze, Anti-TPO.....	71
Protrombinový test	71
Revmatoidní faktory.....	72
Sedimentace erytrocytů, FW	73
Sodný kation	74
Sodný kation v moči	75
Transferin	76
Triacylglyceroly.....	77
Trijodtyronin volný, fT3	78
Troponin T, vysoce senzitivní, TNT hs	78
Tyreotropin, TSH.....	79
Tyroxin volný, fT4	80
Urea.....	81
Urea v moči.....	82
Vápník celkový	83
Vápník celkový v moči	84
Vitamin D celkový (25-Hydroxyvitamin D)	85
Železo celkové, Fe.....	85



Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Použité zkratky

V biologických referenčních intervalech jsou používány zkratky pro věk:

d – den t – týden m – měsíc r – rok

Zdroje:

- Zdroj č. 1:** Pediatric reference ranges (fourth edition), Steven J. Solid, PhD. ; AACC Press 2003
- Zdroj č. 2:** The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties
- Zdroj č. 3:** Nové referenční metody IFCC pro měření katalytických koncentrací enzymů; Friedecký B., Kratochvíla J.; 30.1.2002 sekk.cz
- Zdroj č. 4:** Doporučení České nefrologické společnosti a ČSKB ČLS JEP k vyšetření proteinurie; kolektiv autorů; 11/2010
- Zdroj č. 5:** Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie); kolektiv autorů; 3/2014
- Zdroj č. 6:** Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení – děti + dospělí; Členové Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP; 12/2018
- Zdroj č. 7:** Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů; kolektiv autorů; vydalo ČSKB ČLS JEP a Česká diabetologická společnost ČLS JEP; 1/2019
- Zdroj č. 8:** Společné doporučená ČSKB ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci; 1/2010
- Zdroj č. 9:** Referenční meze krevního obrazu (KO), retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) a diferenciálního počtu leukocytů (DIF) u dětí; Pospíšilová D., Blatný J.; verze 3; 5/2018
- Zdroj č. 10:** Doporučení ČHS ČLS JEP Referenční meze krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů dospělých; členové Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP; verze 2; [platnost od 17.6.2020](#)
- Zdroj č. 11:** Společné stanovisko k vyšetření PSA v rámci projektu včasného zachytu karcinomu prostaty u mužské populace v ČR; 5/2003
- Zdroj č. 12:** Comparison of the Clinical Performances of Free T4 (FT4) and Free T3 (FT3) Assays : UniCel® Dxl 800, Architect® i2000 and Elecsys® 2100 in a Hospital Setting; Jean-Marie Ketelslegers, MD., PhD ;
- Zdroj č. 13:** Pediatric reference value distributions and covariate-stratified reference intervals for 29 endocrine and special chemistry biomarkers on the Beckman Coulter Immunoassay Systems: a CALIPER study of healthy community children; Kimiya Karbasy a spol.; 8/2015
- Zdroj č. 14:** Konsenzus laboratoří Dopravního zdravotnictví a.s.
- Zdroj č. 15:** Beckman Coulter – Návod k použití dané metody
- Zdroj č. 16:** Příručka laboratorních vyšetření, Průša R., Čepová J., Petrtýlová K., Triton, 2002
- Zdroj č. 17:** Stanovisko výboru ČSKB ČLS JEP k vydávání výsledků vyšetření moče a močového sedimentu, 5/2003



Doprovodní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Doprovodního zdravotnictví Čechy

Alaninaminotransferáza, ALT

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C;
Princip stanovení:	Enzymatická kolorimetrická metoda dle IFCC
Jednotky:	Koncentrace katalytické aktivity (μkat/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Vynechat svalovou námahu před odběrem Lipémie a hemolýza ovlivňují výsledky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Enzym alanin aminotransferáza (ALT) je hojně přítomný v různých tkáních. V největší míře se vyskytuje v játrech, což ho činí specifickým při diagnostice jaterních onemocnění. Zvýšené hodnoty ALT se objevují při hepatitidě, cirhóze, obstrukční žloutence, karcinomech jater a chronickém alkoholovém abusu. ALT je slabě zvýšená u pacientů, kteří mají nekomplikovaný infarkt myokardu.

Ačkoliv hodnoty AST a ALT rostou kdykoliv, když dochází při onemocnění k narušení integrity buněk jater, je ALT specifitější. Zvýšené hodnoty ALT přetrvávají déle než u AST.

V séru pacientů s deficitem vitamínu B6 může být aktivita ALT snížena. Zdánlivý pokles aktivity může být způsoben nižší hladinou pyridoxal fosfátu, prostetické skupiny aminotransferáz.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
věk				
1d-1t	0	0	0,90	0,90
1t-1m	0	0	0,77	0,90
1-3m	0	0	1,02	0,90
3-6m	0	0	0,85	0,92
6 – 12 m	0	0	0,92	0,99
1 – 3r	0		0,99	
3 – 6r	0		0,82	
6 – 11r	0	0	0,74	0,82



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

11 – 13r	0	0	0,74	1,14
13 – 15r	0	0	0,74	0,99
15 – 19r	0	0	0,82	0,9
19 – 150r	0	0	0,6	0,85

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 2, Zdroj č. 3

Albumin

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Sérum: 1 měsíc při 2-8°C. Lze zamrazit (-20°C, 4 měsíce)
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Hmotnostní koncentrace (g/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Vyloučit fyzickou námahu
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Albumin, protein, který zaujímá 55-65 % celkových plazmatických proteinů. Jeho úkolem je udržování onkotického tlaku, podílí se také na transportu a skladování širokého spektra ligandů a je zdrojem endogenních aminokyselin. Albumin váže a tvoří rozpustnými různé složky, např. bilirubin, vápník a mastné kyseliny s dlouhým řetězcem. Vedle toho je albumin schopen vázat rozličná léčiva, čímž významně ovlivňuje jejich farmakokinetiku, stejně jako toxické těžké kovy. Ledviny za normálních podmínek brání pronikání albuminu do moče.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
1d-1t	19	24	40	39
1t-1m	19	21	44	45
1-3m	20	21	42	48
3-6m	23	22	44	49
6m-1r	23	22	47	47
1 – 4r	35	35	47	42



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

4 – 7r	36	52
7 – 19r	38	56
19 – 40r	37	48
40 – 70r	36,5	45
70 – 150r	34,4	45,4

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 2

Albumin v moči, Mikroalbuminurie

Základní informace	
Odběr do:	Plast
Materiál:	a) Moč ranní jednorázový odběr b) Moč sbíraná
Stabilita:	30 dní bez konzervačního prostředku uchovat při 2-8°C; lze zamrazit (-20°C, 6 měsíců)
Princip stanovení:	Imunoturbidimetrie
Jednotky:	Hmotnostní koncentrace (mg/l) a) Vydáván index Alb/Kreatinin (ACR mg/mmol) b) Vydáván odpad mg/ 24 hod
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

1. Výsledek je vydáván v jednotkách hmotnostní koncentrace (mg/l) a doplněn výpočtem indexu Alb /Kreatinin (ACR mg/mmol)
Pro potřeby výpočtu indexu je automaticky doměřován kreatinin v moči.
2. Výsledek je vydáván v jednotkách hmotnostní koncentrace (mg/l) a odpad mg/24 hod

Poznámka:

Ledviny za normálních podmínek brání pronikání albuminu do moče. Nicméně v malých množstvích se albumin v moči objevuje. Velikost molekuly, její záporný náboj a tubulární resorbce mají vliv na chování albuminu při průchodu ledvinami, jeho vylučování močí narůstá při změně kapacity glomerulů a změně selektivity např. při poškození tubulů.

Při onemocnění zasahující glomeruly je exkrece albuminu zpravidla větší než při poškození tubulů. Albumin v moči se tak stává důležitým markerem glomerulární dysfunkce. Zvýšené



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

vylučování je důležité např. při diagnostice diabetické nefropatie, komplikací v těhotenství apod.

Biologický ref. interval	
Albumin	do 25 mg/l
ACR	fyzilogický ženy do 3,5 mg/mmol
ACR	fyzilogický muži do 2,5 mg/mmol
Odpad	do 30 mg/24 hod

Zdroj: Zdroj č. 4, Zdroj č. 5, Zdroj č. 14

Alkalická fosfatáza, ALP

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C; lze zamrazit (2 měsíce při -20°C)
Princip stanovení:	Enzymatická metoda
Jednotky:	Koncentrace katalytické aktivity (μkat/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Odběr na lačno
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Alkalická fosfatáza v séru pochází ze čtyř strukturálních genotypů: typ vyskytující se v játrech, kostech a ledvinách dále střevní typ, placentální typ a varianta vyskytující se v pohlavních buňkách. Je možné se s nimi setkat v osteoblastech, hepatocytech, ledvinách, slezině, placentě, prostatě, leukocytech a v tenkém střevě. Typ z jater, kostí, ledvin se přitom jeví jako nejdůležitější.

Se vzestupem aktivity alkalické fosfatázy se setkáváme u všech forem cholestázy a zejména je-li spojena s obstrukcí. Zvýšena je rovněž při onemocněních skeletu a pochopitelně i u zlomenin a maligních tumorů. Značně zvýšené hodnoty aktivity alkalické fosfatázy jsou někdy zaznamenány v dětství a dospívání. Příčinou je zvýšená aktivita osteoblastů v souvislosti s růstem kostí.



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
věk				
1d-1t	1,79	2,02	5,96	5,86
1t-1m	1,79	2,31	7,92	8,12
1-3m	1,09	1,69	9,14	7,80
3-6m	2,09	1,57	7,5	7,10
6 – 12 m	1,69	1,69	7,2	6,58
1 – 3r	3,09		6,4	
3 – 6r	3,19		7,52	
6 – 9r	3,64		8,33	
9 – 11r	2,82	2,91	10,97	10,42
11 – 13r	2,36	4,09	8,33	9,75
13 – 15r	1,72	2,88	4,73	10,32
15 – 19r	1,37	1,64	2,82	5,29
19 – 150r	0,62		1,77	

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 2

α-Amyláza, alfa-amyláza

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	7 dní uchovat při 2-8°C;
Princip stanovení:	Enzymatická kolorimetrická metoda dle IFCC
Jednotky:	Koncentrace katalytické aktivity (μkat/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Hemolýza ovlivňuje výsledky Zabránit kontaminaci slinami
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka

α-amylázy katalyzují hydrolytický rozklad polysacharidů (jako je amyloza, amylopektin a glykogen) štěpením 1,4-α-glykosidických vazeb. Glykosidické vazby polysacharidů a oligosacharidů jsou většinou hydrolyzovány souběžně.



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Jsou známy dva typy α -amylázy, pankreatická (P-typ) a slinná (S-typ). Zatímco P-typ můžeme přiřadit jednoznačně ke slinivce a je orgánově specifický, S-typ pochází z různých míst (slinné žlázy, slzy, pot, mateřské mléko, plodová voda, plíce, varlata a epitel vejcovodů). Jelikož specifické klinické symptomy pankreatických onemocnění jsou omezené, má stanovení α -amylázy důležitou úlohu při jejich diagnostice. Proto je především užívána pro diagnostiku a monitorování akutní pankreatitidy. Specifičnost pro pankreas je doporučeno potvrdit doplňujícím vyšetřením specifického enzymu pro pankreas -lipázy nebo pankreatické α -amylázy.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-1 m	0		0,1	
1-6m	0		0,28	
6-12m	0		0,74	
1 – 4r	0		1,32	
4 – 10r	0		1,52	
10 – 18r	0		1,27	
18 – 150 r	0		1,97	

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 2, Zdroj č. 3

Amyláza v moči

Základní informace	
Odběr do:	Plast
Materiál:	Moč
Stabilita:	10 dnů uchovat při 2-8°C
Princip stanovení:	Enzymatická kolorimetrická metoda dle IFCC
Jednotky:	Koncentrace katalytické aktivity (μ kat/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Vzorky moče neprodleně zpracovat nebo úprava pH na 7
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Poznámka

Stanovení amylázy v moči je využíváno při diagnostice a sledování pankreatitidy, příp. zánětu jiných žláz produkujících amylázu (parotitidy).

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-150	0,1		7,5	

Zdroj: Zdroj č. 14

Antistreptolysin O, ASLO

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	8 dní uchovat při 2-8°C. lze zamrazit (-20°C, 6 měsíců)
Princip stanovení:	Imunoturbidimetrie
Jednotky:	Arbitrární látková koncentrace (kIU/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hodin
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Skupina A streptokoků způsobuje různé infekce, které mohou později vést k poškození srdce nebo ledvin. Imunologický průkaz přítomnosti specifických protilátek poskytuje informace o stupni streptokokové infekce a o jejím vývoji.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0 - 15	0		150	
15 - 150	0		200	

Zdroj: Zdroj č. 15



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Apolipoprotein A1, Apo A1

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 8 dnů uchovat při 2-8°C. lze 1x zamrazit (-20°C, 6 měsíců)
Princip stanovení:	Imunoturbidimetrie
Jednotky:	Hmotnostní koncentrace (g/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hodin
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Apolipoprotein A-1 je hlavním proteinem částic lipoproteinů o vysoké denzitě (HDL). Kombinované stanovení apolipoproteinu A-1/apolipoproteinu B a výpočet apolipoproteinu B : poměr apolipoproteinu A-1 může reflektovat poruchu lipidového metabolismu a riziko vývoje aterosklerózy a koronárních komplikací, což představuje užitečný doplněk ke klasickým stanovením HDL/LDL cholesterolu. Vysoká hladina apolipoproteinu A-1 (HDL) a nízká hladina apolipoproteinu B (LDL) dobře koreluje s nízkým rizikem těchto onemocnění

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
Věk (r)				
4-14	1,11		1,9	
15-19	1,11	1,04	1,94	1,67
20-39	1,22	1,05	2,08	1,95
40-49	1,19	1,15	2,12	1,97
50-150	1,3	1,11	2,14	2,08

Zdroj: NORIP



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Apolipoprotein B, Apo B

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 8 dnů uchovat při 2-8°C. Ize 1x zamrazit (-20°C, 2 měsíce)
Princip stanovení:	Imunoturbidimetrie
Jednotky:	Hmotnostní koncentrace (g/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hodin
Preanalytická fáze:	Nepoužívat lipemické vzorky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Apolipoprotein B je hlavním proteinem částic lipoproteinů o nízké denzitě (LDL). Kombinované stanovení apolipoproteinu A-1/apolipoproteinu B a výpočet apolipoproteinu B: poměr apolipoproteinu A-1 může reflektovat poruchu lipidového metabolismu a riziko vývoje aterosklerózy a koronárních komplikací, což představuje užitečný doplněk ke klasickým stanovením HDL/LDL cholesterolu. Vysoká hladina apolipoproteinu A-1 (HDL) a nízká hladina apolipoproteinu B (LDL) dobře koreluje s nízkým rizikem těchto onemocnění.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
Věk (r)				
4-19	0,45		1,08	
19-29	0,51		1,23	
29-49	0,55	0,58	1,21	1,36
49-150	0,68		1,40	

Zdroj: NORIP

APTT – aktivovaný parciální tromboplastinový čas

Základní informace	
Odběr do:	Plast, Citrát
Materiál:	plazma
Stabilita:	4 hodiny při +15 až +25 °C



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

	(v případě heparinu ve vzorku je doba stability 1 h)
Princip stanovení:	koagulační optický
Jednotky:	s
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Dodržet čas a teplotu
Podmínky transportu:	2 hodiny při +15 až +25 °C

Indikace:

APTT je základní koagulační test monitorující vnitřní koagulační systém (F VIII, IX, XI, XII, PK a HMWK, ale i II, V a X). Je to nejčastěji užívaný test k monitorování léčby nefrakcionovaného heparinu.

Příčiny prodloužení APTT: vrozený defekt výše uvedených koagulačních faktorů, fyziologicky u novorozence, získaný defekt koagulačních faktorů: přítomnost inhibitoru (specifického i nespecifického) onemocnění jater; DIC, k prodloužení aPTT může dojít vlivem špatného odběru (z kanyly), při léčbě heparinem, méně pak i při léčbě kumariny nebo deficitu vitamínu K.

Pomocí aPTT nelze monitorovat terap. hladinu nízkomolekulárních heparinů (LMWH).

Biologický ref. interval		
Věk	Dolní mez	Horní mez
	Ratio	
0 – 1m	0,8	1,5
1m – 1r		1,3
1 – 11 r		1,2
11 – 16 r		1,3
16 – 150r		1,2

Zdroj: Zdroj č.6

Aspartátaminotransferáza, AST

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C;
Princip stanovení:	Enzymatická kolorimetrická metoda dle IFCC
Jednotky:	Koncentrace katalytické aktivity (μkat/l)



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Vynechat svalovou námahu před odběrem Hemolýza ovlivňuje výsledky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Enzym aspartátaminotransferáza je široce rozšířený v mnoha tkáních, především však v játrech, srdci, svalech a ledvinách. Zvýšené hladiny v séru jsou důsledkem poškození těchto tkání při onemocnění. Hepatobiliární choroby, jako jsou cirhóza, metastazující karcinom a virová hepatitida, rovněž zvyšují hladiny AST v séru. Následkem infarktu myokardu se zvyšuje AST v séru a vrcholu dosahuje druhý den po nástupu.

Známé jsou 2 izoenzymy AST, cytoplazmatický a mitochondriální. Za běžných podmínek je v séru jen cytoplazmatický izoenzym, zatímco mitochondriální spolu s cytoplazmatickým izoenzymem, jsou detekovatelné v séru pacientů s koronárním nebo hepatobiliárním onemocněním.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
věk				
1d-1m	0	0	0,82	0,85
1m-1r	0	0	1,32	1,09
1 - 3	0	0	1,15	0,94
3 - 6	0	0	0,99	0,80
6 - 9	0	0	0,68	0,70
9 - 12	0	0	0,62	0,63
12 - 15	0	0	0,53	0,65
15 - 18	0	0	0,5	0,65
18 - 150	0	0	0,62	0,75

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 2, Zdroj č. 3

Bilirubin celkový

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C, 6 m)



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace ($\mu\text{mol/l}$)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Chránit pře světlem. Hemolýza ovlivňuje výsledky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Bilirubin vzniká v důsledku degradace starých erytrocytů. Hem uvolněný z hemoglobinu a jiných proteinů, které obsahují hem, je metabolizován na bilirubin, který je v komplexu s albuminem transportován do jater. V játrech je bilirubin konjugován s kyselinou glukuronovou, čímž se stane rozpustným, pak je transportován žlučovodem a posléze vyloučen trávicím traktem.

Nemoci nebo stavy, u nichž je následkem hemolytických procesů zvýšena produkce bilirubinu natolik, že jej játra nestačí metabolizovat, se projevují vzestupem hladin nekonjugovaného (nepřímého) bilirubinu. Nezralost jater a některé další nemoci, u kterých je narušena konjugace bilirubinu, se rovněž projevují vzestupem hladiny nekonjugovaného bilirubinu. Obstrukce žlučovodu nebo poškození hepatocelulární struktury způsobuje nárůst hladin nekonjugovaného (nepřímého) i konjugovaného (přímého) bilirubinu v oběhu.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
Věk				
3t – 18r		0		14
18- 150r		4,7		24

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 2, Zdroj č. 14

Bilirubin přímý

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C, 6 měsíců)
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace ($\mu\text{mol/l}$)



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Chránit před světlem. Hemolýza ovlivňuje výsledky.
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Bilirubin vzniká v důsledku degradace starých erytrocytů. Hem, uvolněný z hemoglobinu a jiných proteinů, které obsahují hem, je metabolizován na bilirubin, který je v komplexu s albuminem transportován do jater. V játrech je bilirubin konjugován s kyselinou glukuronovou, čímž se stane rozpustným, pak je transportován žlučovodem a posléze vyloučen trávicím traktem.

Nemoci nebo stavy, u nichž je následkem hemolytických procesů zvýšena produkce bilirubinu natolik, že jej játra nestačí metabolizovat, se projevují vzestupem hladin nekonjugovaného (nepřímého) bilirubinu. Nezralost jater a některé další nemoci, u kterých je narušena konjugace bilirubinu, se rovněž projevují vzestupem hladiny nekonjugovaného bilirubinu. Obstrukce žlučvodu nebo poškození hepatocelulární struktury způsobuje nárůst hladin nekonjugovaného (nepřímého) i konjugovaného (přímého) bilirubinu v oběhu.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-1m		0		35
1m - 150r		0		6

Zdroj: Zdroj č. 14

Celková bílkovina

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	1 měsíc při 2-8°C. Lze zamrazit (-20°C, 6 měsíců)
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Hmotnostní koncentrace (g/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu



Doprovodní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Doprovodního zdravotnictví Čechy

Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Plazmatické proteiny jsou syntetizovány především v játrech, plazmatických buňkách, lymfatických uzlinách, slinivce a v kostní dřeni. V případě onemocnění dochází ke změnám v koncentraci celkového proteinu a rovněž v procentuálním zastoupení jejich jednotlivých frakcí oproti běžnému stavu. Stanovení celkového proteinu je užíváno v diagnostice a při léčbě mnoha onemocnění postihujících játra, ledviny nebo kostní dřeň, stejně jako u dalších metabolických nebo výživových onemocněních.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-1m	42	41	62	63
1-6m	44	47	66	67
6m-1r	56	55	79	70
1 - 18r	57		80	
18- 150r	62		78	

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 2

Celková bílkovina v moči

Základní informace	
Odběr do:	Plast
Materiál:	Moč sbíraná (množství/čas)
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C; lze zamrazit (-20°C)
Princip stanovení:	Turbidimetrie
Jednotky:	Hmotnostní koncentrace (g/l) Vydáván odpad (g CB/24 hod)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nepoužívat konzervans Při sběru moč uchovávat v lednici
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Výsledek je vydáván v jednotkách hmotnostní koncentrace (g/l) a doplněn o výpočet odpadu (g /24 hod).

Poznámka:

Stanovení proteinu v moči je využíváno při diagnostice a sledování stavu chorob, jakými jsou onemocnění ledvin a srdce nebo štítné žlázy, které jsou charakterizovány proteinurií nebo albuminurií.

Biologický ref. interval	g/l			
	Dolní mez		Horní mez	
věk	ženy	muži	ženy	muži
0-150r	0		0,12	

Biologický ref. interval	Odpad g/24hod			
	Dolní mez		Horní mez	
věk	ženy	muži	ženy	muži
0-12r	0		0,07	
12-15r	0		0,12	
15-150r	0		0,15	

Zdroj: Zdroj č. 14

Celková vazebná kapacita železa

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C
Princip stanovení:	Výpočet z hodnoty sérového transferinu
Jednotky:	Látková koncentrace (μmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Hemolýza ovlivňuje výsledky.
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Výpočet celkové vazebné kapacity železa (FeVK) z hodnoty sérového transferinu (s-ITRF):

$$\text{FeVK} = (\text{s-ITRF} * 25,2)$$

Poznámka:

Železo je transportováno jako Fe(3+), ve vazbě na plazmatický protein apotransferin. Komplex apotransferrin-Fe(3+) se nazývá transferin. Za normálních podmínek je využita jen jedna třetina kapacity transferinu k vazbě Fe(3+)

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
věk				
0-150r	44		71,6	

Zdroj: Zdroj č. 14

Clearance kreatininu

Funkční test

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení (sérum) Plast (moč)
Materiál:	Sérum a Moč sbíraná (množství/čas)
Stabilita:	Sérum: do 7 dnů uchovat při 2-8°C Moč: do 6 dnů uchovat při 2-8°C
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Clearance: GF ml/s
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Před vyšetřením není vhodná dieta s vyšším obsahem masa a fyzická zátěž. Nutno uvést výšku a hmotnost pacienta.
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Součástí testu je stanovení kreatininu v krvi a v moči.

Přepočítaná filtrace je korigována na standardní tělesný povrch 1,73 m².

Výpočet filtrace (GF), přepočítané filtrace (GFm1) a resorpce (RESO):



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

$GF = ((U\text{-krea}) \times \text{množství moče v ml}) / ((S\text{-krea}) \times \text{doba sběru moče v h} \times 3,6)$

$GFm1 = (GF \times 1,73) / (\text{výška}^{0,725}) \times (\text{váha}^{0,425}) \times (0,007184)$

$RESO = 1 - ((S\text{-krea}) / (U\text{-krea}) \times 1000)$

Poznámka:

Test slouží k posouzení funkce ledvin.

Biologický ref. interval	Biologický ref. interval přepočítaná filtrace			
	Dolní mez		Horní mez	
věk	ženy	muži	ženy	muži
1 – 3r	1,23		1,97	
3 – 13r	1,57		2,37	
13- 50r	1,58	1,63	2,67	2,6
50-60r	1	1,2	2,1	2,4
60 – 70r	0,9	1,05	1,8	1,95
70 – 110r	0,8	0,7	1,3	1

Resorpce	0,98-0,999
----------	------------

Zdroj: Zdroj č. 14

C-reaktivní protein, CRP

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	2 měsíce uchovat při 2-8°C, lze zamazit (-20°C, 3 měsíce)
Princip stanovení:	Imunoturbidimetrie
Jednotky:	Hmotnostní koncentrace (mg/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Poznámka:

Většina procesů poškozujících tkáně, jako jsou infekce, zánětlivá onemocnění a nádorová onemocnění, je spojena především s odezvou C-reaktivního proteinu (CRP) a dalších reaktantů akutní fáze. Odezva CRP často předchází projevy klinických symptomů, včetně horečky. U normálních zdravých jedinců se CRP vyskytuje ve stopovém množství do 5 mg/L. Po začátku reakce akutní fáze však dochází k prudkému a velkému nárůstu koncentrace CRP v séru. Změny jsou detekovatelné již po 6-8 hodinách, s maximem dosaženým v rozmezí 24-48 hodin. Měření změn v koncentraci CRP slouží jako užitečná diagnostická informace o akutnosti a závažnosti onemocnění.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-150r		0		5,0

Zdroj: Zdroj č. 15

D-dimery, DD

Základní informace	
Odběr do:	Plast, citrát
Materiál:	Plazma
Stabilita:	4 dny při teplotě 2-8°C , lze zamazit (-20°C, 6 měsíců)
Princip stanovení:	imunoturbidimetrie
Jednotky:	mg/l FEU
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Hladina D-dimerů (degradačních produktů fibrinu) se zvyšuje u stavů s aktivací koagulace, protože je produkován trombin, vzniká fibrin a probíhá fibrinolýza. Pozitivita D-dimerů je tedy důkazem aktivace koagulace (generace trombinu) a důkazem následné aktivace fibrinolýzy. Ke zvýšení hladiny dochází při DIC, trombózách a emboliích, po operacích, úrazech, fyziologicky v těhotenství, při menstruaci a po nadměrné fyzické námaze. Snížení hladiny D-dimerů v průběhu antikoagulační terapie heparinem při TEN odráží kvalitu



Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

endogenní trombolýzy a umožňuje monitorovat vývoj a prognózu trombózy. Pro klinickou interpretaci má největší význam negativní výsledek.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
věk				
0-150r		0		0,5

Zdroj: Zdroj č. 15

Draselný kation

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Sérum je třeba oddělit do 1 hod. po odběru. Stabilita séra: 6 týdnů při 2-8 °C lze zamrazit (-20°C)- stabilita rok
Princip stanovení:	Potenciometrie
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Zabránit hemolýze. Hemolýza ovlivňuje výsledky.
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Draselný kation představuje základní kation intracelulárního prostoru. Je nezbytný pro přenos nervosvalového vzruchu. Rozdíl v koncentracích mezi ICT a ECT udržován Na⁺/K⁺-ATPázovou pumpou umístěnou v buněčné membráně. Sledování hladiny draselného kationtu, vylučování močí a jeho denní bilance patří k základním předpokladům sledování vnitřního prostředí.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
věk				
0-1t		3,2		5,7



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

1t-1m	3,4	6,2
1-6m	3,5	5,8
6m-1r	3,5	6,3
1 - 18r	3,3	4,7
18- 150r	3,6	5,1

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 2, Zdroj č. 15

Draselný kation v moči

Základní informace	
Odběr do:	Plast
Materiál:	Moč sbíraná (množství/čas)
Stabilita:	Do 24 hodin uchovat při 2-8°C
Princip stanovení:	Potenciometrie
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Množství K⁺ v moči udáváno v mmol/24 hod.

Poznámka:

Vyšetření je určeno k diferenciální diagnostice hypo/hyperkalémie, renální/prerenální insuficience a endokrinopatií.

Biologický ref. interval				
	K			
Věk	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-15r	36		46	
15-150r	40		90	
Biologický ref. interval				
	K odpad			
Věk	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-4t	5		25	
4t-1r	15		40	



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

1-15r	20	60
15-150r	30	80

Zdroj: Zdroj č. 14

Ferritin

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C. Lze zamrazit (-20°C, 12 měsíců)
Princip stanovení:	Elektrochemiluminiscenční imunostanovení
Jednotky:	Hmotnostní koncentrace (ng/ml)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Stanovení ferritinu se využívá při zjišťování stavu metabolismu železa. Stanovení ferritinu na počátku terapie poskytuje reprezentativní odhad tělesných zásob železa. Deficit zásob v retikulo-endoteliálním systému (RES) tak může být odhalen ve velmi raném stádiu.

Biologický ref. interval				
věk	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-150r	5	28	255	365

Zdroj: Zdroj č. 15

Fibrinogen

Základní informace	
Odběr do:	Plast, Citrát 1:10
Materiál:	Plazma
Stabilita:	4 hodiny při 20°C
Princip stanovení:	koagulační optický
Jednotky:	Hmotnostní koncentrace (g/l)



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	4 hodiny při 20°C
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Fibrinogen je koagulační faktor s největší plazmatickou koncentrací. Je štěpen buď trombinem na fibrin nebo plazminem (fibrinolýza) za vzniku fibrinogen degradačních produktů. Patří k proteinům akutní fáze.

Zvýšené hodnoty: záněty, stavy po operaci, nádorová onemocnění, diabetes, těhotenství.

Snížené hodnoty: hypo/dys/afibrinogenémie, jaterní choroby, DIC, silné krvácení, trombolytická léčba

Biologický interval	ref.
Věk	Dolní mez Horní mez
0 d - 1 r	1,5 3,4
1 – 6 r	1,7 4,0
6 – 16 r	1,55 4,5
16 – 18 r	1,6 rowspan="2">4,2
18 – 100 r	1,8

Zdroj: Doporučení odborné společnosti ČHS ČSL JEP

Fosfát anorganický

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 4 dnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C, 12 měsíců)
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

88 % fosforu, obsaženého v lidském těle, je umístěno v kostech v podobě fosfátu vápníku, jakým je apatit. Zbytek je začleněn do metabolismu uhlovodanů a ve fyziologicky nezbytné



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

ných sloučeninách, jakými jsou fosfolipidy, nukleové kyseliny a ATP. Fosfor se nalézá v krvi ve formě anorganických fosfátů a organicky vázané kyseliny fosforečné. Malé množství extracelulárního organického fosforu se vyskytuje výhradně v podobě fosfolipidů.

Vzájemný poměr fosfátů vůči vápníku v krvi je přibližně 6:10. Zvýšení hladiny fosforu je příčinou poklesu hladiny vápníku. Mechanismus je ovlivňován interakcemi mezi parathormonem a vitamínem D.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
1d-1m	1,4	1,25	2,5	2,25
1m-1r	1,2	1,15	2,1	2,15
1 - 3	1,1	1	1,95	1,95
3 - 6	1,05		1,8	
6 - 9	1	0,95	1,8	1,75
9 - 12	1,05	1,05	1,7	1,85
12 - 15	0,9	0,95	1,55	1,65
15 - 18	0,8	0,85	1,55	1,6
18 - 150	0,85		1,49	
18-50		0,75		1,63
50- 150		0,75		1,33

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 2

Fosfát anorganický v moči

Základní informace	
Odběr do:	Plast
Materiál:	Moč sbíraná (množství/čas)
Stabilita:	do 3 dnů uchovat při 2-8°C, po okyselení až 6 měsíců při 2-8°C
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Množství P v moči udáváno v mmol/24 hod.

Poznámka:



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Vyšetření slouží k diagnostice tubulopatií, onemocnění přístítných tělísek a jiných poruch kalcium-fosfátového metabolismu.

Biologický ref. interval	P			
	Dolní mez		Horní mez	
věk	ženy	muži	ženy	muži
0-15r	2		30	
15-150r	10		60	

Biologický ref. interval	P odpad			
	Dolní mez		Horní mez	
věk	ženy	muži	ženy	muži
0-3m	1,2		2,3	
3-6m	1,3		2,1	
6m-1r	0,8		1,6	
1-15r	0,7		1,5	
15-150r	16		60	

Zdroj: Zdroj č. 14

Gama-glutamyltransferáza, GGT

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C; lze zamrazit (1 rok při -20°C)
Princip stanovení:	Enzymatická kolorimetrická metoda dle IFCC
Jednotky:	Koncentrace katalytické aktivity (μkat/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Odběr nalačno Hemolýza ovlivňuje výsledky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Poznámka:

γ-glutamyltransferáza je používána v diagnostice a monitorování hepatobiliárních onemocnění. Enzymatická aktivita GGT je často jediným parametrem se zvýšenou hodnotou v testech na takováto onemocnění a jedním z nejcitlivějších známých markerů. γ-glutamyltransferáza je také často používána v souvislosti se skrytým alkoholismem. Zvýšenou aktivitu GGT v séru lze nalézt u pacientů podstupujících dlouhodobou medikaci fenobarbitalu a fenytoinu.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
věk				
1d-1t	0	0	2,47	2,81
1t-1m	0	0	2,34	2,91
1-3m	0	0	2,34	2,46
3-6m	0	0	2,05	1,55
6m-1r	0	0	0,99	0,64
1 – 3r	0		0,25	
3 – 6r	0		0,28	
6 – 9r	0		0,33	
9 – 11r	0	0	0,38	0,42
11- 13r	0	0	0,33	0,65
13 – 15r	0	0	0,37	0,48
15- 19r	0	0	0,38	0,5
19 – 40r	0	0	0,7	1,3
40- 150r	0	0	1,28	1,9

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 2, Zdroj č. 3

Glukóza

Základní informace	
Odběr do:	a) Plast, aktivátor srážení b) Plast, NaF/K3EDTA
Materiál:	a) Sérum b) Plazma
Stabilita:	a) Vzorek je třeba zcentrifugovat do 60 min po odběru. V séru stabilní 7 dní při 2-8 °C b) přítomnost antiglykolytických přísad - 72 hod. při teplotě do +25 °C
Princip stanovení:	a), b) Enzymatická kolorimetrická metoda
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Zabránit hemolýze
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Glukóza je hlavním sacharidem přítomným v periferní krvi. Oxidace glukózy je hlavním zdrojem energie v těle pro buňky. Glukóza, pocházející z potravy, je v játrech před uložením přeměněna na glykogen nebo na mastné kyseliny pro skladování v tukové tkáni. Koncentrace glukózy v krvi je udržována v poměrně úzkých mezích mnoha hormony, z nichž nejdůležitější jsou produkovány pankreatem. Stanovení glukózy je používáno při diagnostice a sledování poruch sacharidového metabolismu, které zahrnují diabetes mellitus a idiopatickou hypoglykémii.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-1d	2	2	4,9	6,1
1d-1t	2,6		6,1	
1-6t	1,7		4,2	
6t - 15r	3,3		5,3	
15 – 150r	3,5		5,6	

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 7

Glukóza v moči

Základní informace	
Odběr do:	Plast
Materiál:	Moč sbíraná (množství/čas)
Stabilita:	Do 24 hod uchovat při 2-8°C
Princip stanovení:	Enzymatická kolorimetrická metoda
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Moč sbírat do tmavé nádoby; možno konzervovat přidáním 5 ml ledové kyseliny octové, doporučeno uchovávat na ledu.
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Množství glukózy v moči udáváno v mmol/24 hod.



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Poznámka:

Vyšetření glukózy v moči se používá k vyhledávání diabetu a jako měřítko k posouzení glykosurie, odhalení renálních tubulárních poruch a při léčbě diabetes mellitus.

Biologický ref. interval	Glu			
věk	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
	0		5	

Biologický ref. interval	Glu odpad			
věk	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
	0		10	

Zdroj: Zdroj č. 14

Glykovaný hemoglobin, HbA1c

Základní informace	
Odběr do:	Plast s K3EDTA
Materiál:	Plná krev
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C.
Princip stanovení:	HPLC
Jednotky:	mmol/mol (mmol HbA1c /mol Hb)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Před analýzou důkladně promíchat!
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

HbA1c je jedním z glykovaných hemoglobinů, které vznikají neenzymatickým připojením různých cukrů na molekulu hemoglobinu. Je vytvářen ve 2 krocích; první krok je reverzibilní a vzniká při něm labilní komplex, v druhém kroku dochází k tvorbě stabilního HbA1c.

Relativní množství HbA1c se v erythrocytech zvyšuje podle průměrné koncentrace glukózy v krvi. Přeměna na stabilní HbA1c je omezena životností erythrocytů tj. na přibližně 100 až 120 dnů. V důsledku toho odráží HbA1c průměrnou hodnotu krevní glukózy v uplynulých 2–3



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

měsících. Proto je HbA1c vhodný k dlouhodobému monitorování glukózy v krvi u jedinců s onemocněním cukrovkou (diabetes mellitus).

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
věk	ženy	muži	ženy	muži
0-150r		20		42

Zdroj: Zdroj č. 14

Hamburgerův sediment

Základní informace	
Odběr do:	Plast
Materiál:	Moč sbíraná (množství/čas)
Stabilita:	Do 2 hod
Princip stanovení:	Kvantitativní mikroskopické vyšetření
Jednotky:	Elementy/min
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Sběr moče po dobu 3 hodin.

Poznámka:

Jedná se o kvantitativní vyšetření močového sedimentu. Je vhodné k posuzování intenzity a dynamiky renálních onemocnění.

Biologický ref. interval	
erythrocyty	do 33,4 elementů/min
leukocyty	do 66,7 elementů/min
hyalinní válce (ostatní válce nepřítomny)	do 1,1 elementu/min

Zdroj: Průša R., Čepová J., Petrtýlová K., Příručka laboratorních vyšetření, Triton, 2002



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

HDL-Cholesterol

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-70°C, 1 měsíc)
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Lipoproteiny o vysoké hustotě (HDL) jsou odpovědné za transport cholesterolu z buněk na periférii nazpátek do jater. Zde je cholesterol přeměněn na žlučové kyseliny a vyloučen do střeva prostřednictvím žlučového traktu. Sledování HDL-cholesterolu v séru je významné z klinického hlediska, protože mezi koncentrací HDL-cholesterolu a rizikem aterosklerotického onemocnění je vztah nepřímé úměry. Vyšší koncentrace HDL-cholesterolu má ochranné účinky proti koronárním onemocněním, zatímco nízké koncentrace HDL-cholesterolu, především s vyššími triglyceridy, zvyšují riziko kardiovaskulární choroby.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0 – 3r	1,03		2,3	
3 – 150r	1,2	1,0	2,7	2,1

Zdroj: Zdroj č. 8, Zdroj č. 14

Hořčík celkový

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C, 1 rok)
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Hořčík je čtvrtým z nejčteněji zastoupených kationtů v lidském těle, z čehož 50 % je přítomno spolu s vápníkem a fosfáty v kostech. Většina zbývajících hořčíku se vyskytuje intracelulárně a jen malé množství se nachází v extracelulární tekutině. Hořčík slouží jako aktivátor v různých biochemických procesech, zahrnujících fosforylaci, syntézu bílkovin a metabolismus DNA. Podílí se na nervosvalové vodivosti a dráždivosti kosterního a srdečního svalstva. Homeostázu účinně kontrolují ledviny prostřednictvím tubulární resorpce.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
věk				
1d-1m	0,7	0,7	1,03	0,99
1m-1r	0,78	0,66	0,99	1,03
1 – 3r	0,7		0,99	
3 – 6r	0,7	0,7	0,91	0,99
6 – 9r	0,66	0,7	0,95	0,95
9 – 12r	0,66		0,91	
12 – 15r	0,66		0,95	
15 – 18r	0,62		0,91	
18- 150r	0,71		0,94	

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 2

Hořčík celkový v moči

Základní informace	
Odběr do:	Plast
Materiál:	Moč sbíraná (množství/čas)
Stabilita:	do 3 dnů uchovat při 4-8°C, lze zamrazit (-20°C)
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Moč nutno okyselit HCl na pH 1 k zabránění precipitace hořečnatých solí Před okyselením



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

	odlít část vzorku na stanovení kreatininu.
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Biologický ref. interval	Mg odpad			
	Dolní mez		Horní mez	
věk	ženy	muži	ženy	muži
0-1r	0,8		1,6	
1r-15r	1,2		8,2	
15 – 150r	1,2		12	

Zdroj: Zdroj č. 14

Chemické a morfologické vyšetření moči

Základní informace	
Odběr do:	Plast
Materiál:	Moč jednorázový odběr
Stabilita:	Do 2 hod (20-25°C)
Princip stanovení:	Reflexní fotometr + kamerový systém
Jednotky:	Arbitrární jednotky -log H ⁺ (pH)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

K zabránění kontaminace vzorku se odebírá střední proud moče po důkladném omytí genitálu čistou vodou.

Poznámka:

Chemické a morfologické vyšetření moče patří mezi základní screeningová vyšetření.

Biologický ref. interval	
pH	5-7,0
U-glukoza	0-1
Ketolátky	0-1
Bílkovina	0-1
Krev	0-1



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

leukocyty	0-1
bilirubin	0-1
urobilinogen	0-1
nitrat	0-1
Spec.váha	1002-1030
Ery v sedimentu	0-5
Leuko v sedimentu	0-10
Válce (hyalinní, granulované, ..)	0-0
Epitelie (dlaždicovité, kulivité, ...)	0-15
Ostatní elementy v sedimentu	Hodnocena přítomnost (přítomen, četný, velmi četný, záplava)

Zdroj: Zdroj č. 14, Zdroj č. 17

Chloridový anion

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2- 8°C, lze zamrazit (-20°C)- stabilita 1 rok.
Princip stanovení:	Potenciometrie
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Chloridový anion představuje hlavní anion extracelulárního prostoru. Jeho vylučování je ovlivněno aldosteronem, zajišťováno převážně ledvinami. Úprava vylučování chloridového aniontu zajišťuje homeostázu vnitřního prostředí. Sledování hladiny chloridového aniontu, vylučování močí a jeho denní bilance patří k základním předpokladům sledování vnitřního prostředí.

Biologický ref. interval				
věk	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-1t		97		108



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

1t-1m	97	108
1-6m	97	108
6m-1r	97	106
1 - 10r	97	110
10 – 15r	94	118
15 – 150r	97	108

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 14

Chloridový anion v moči

Základní informace	
Odběr do:	Plast
Materiál:	Moč sbíraná (množství/čas)
Stabilita:	Do 24 hodin uchovat při 2-8°C
Princip stanovení:	Potenciometrie
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Množství Cl⁻ v moči udáváno v mmol/24 hod.

Poznámka:

Vyšetření slouží k diagnostice a sledování poruch hospodaření s vodou a ionty a ke sledování vnitřního prostředí obecně.

Biologický ref. interval	Cl			
	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-6t	2		10	
6t-8r	15		35	
8-15r	40		70	
15-150r	120		260	



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Biologický ref. interval	Cl odpad			
	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-1r	2		10	
1-7r	22		73	
7-14r	51		131	
14-150r	120		240	

Zdroj: Zdroj č. 14

Cholesterol

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C, 3 měsíce)
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Cholesterol je steroid se sekundární hydroxylovou skupinou na uhlíku C3. Je syntetizován v mnoha tkáních, ale těžiště produkce je situováno do jater a stěny tenkého střeva. Přibližně tři čtvrtiny cholesterolu je nově syntetizováno a jen zbývající čtvrtina pochází ze stravy. Stanovení cholesterolu je součástí hodnocení rizika aterosklerózy, diagnostiky a léčby onemocnění, při kterých je hladina cholesterolu zvýšená, jakož i při metabolických poruchách lipidů a lipoproteinů.

Biologický ref. interval	Cl odpad			
	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
1d-1m	1,6	1,4	4	3,9
1-26t	1,6	2,1	3,7	3,8



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

26t-1r	2	2	5,6	4,6
1-3r	2,8	2,2	5	4,7
3-6r	2,7	2,8	5	5,6
6-9r	2,7	2,8	5,4	5,5
9-12r	2,7	2,7	5,6	5,8
12-15r	2,8	2,4	5,3	5,3
15-18r	2,4	2,1	6,1	5
18-150r	2,9		5,0	

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 8

Choriogonadotropin lidský včetně β podjednotky, HCG

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Sérum: do 2 dnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C, 12 měsíců)
Princip stanovení:	Elektrochemiluminiscenční imunostanovení
Jednotky:	Arbitrární látková koncentrace (U/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

HCG je produktem placenty během těhotenství. U netěhotných žen jej mohou produkovat tumory trofoblastu, nádory zárodečných buněk s příměsí trofoblastu a některé netrofoblastické nádory. Zvýšené hodnoty zde slouží jako indikátor choriokarcinomu, hydatiformní moly nebo vícečetného těhotenství. Snížené hodnoty znamenají hrozící nebo přicházející potrat, ektopické těhotenství, gestosu nebo intrauterinní smrt. Stanovení hCG+ β je přínosné rovněž pro odhad rizika trisomie 21. chromozomu (Downův syndrom) ve 2. trimestru těhotenství spolu s AFP a dalšími parametry, jakými je přesné stanovení doby těhotenství a hmotnosti matky.



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
věk	ženy	muži	ženy	muži
0-150r	Viz dále	0,1	Viz dále	2,6

Týdny těhotenství	Dolní mez IU/l	Horní mez IU/l
3	5,8	71,2
4	9,5	750
5	217	7138
6	158	31795
7	3697	163563
8	32065	149571
9	63803	151410
10	46509	186977
12	27832	210612
14	13950	62530
15	12039	70971
16	9040	56451
17	8175	55868
18	8099	58176

Imunoglobulin A

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C. lze zamrazit (-20°C, 8 měsíců)
Princip stanovení:	Imunoturbidimetrie
Jednotky:	Hmotnostní koncentrace (g/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Poznámka:

Imunoglobuliny chrání lidské tělo proti pronikajícím patogenům. Antigenní vazebné místo imunoglobulinu zahajuje přímou neutralizaci toxinů, senzibilizaci imunokompetentních buněk, pokles infekčnosti virů nebo rozvoj zánětlivé reakce. Normálním projevem infekce je nárůst hladin všech imunoglobulinů. Zvýšené hladiny IgA se objevují u kožních, střevních, dýchacích a renálních infekcí. Opožděný začátek syntézy IgA je příčinou nižších koncentrací IgA u dětí ve srovnání s dospělými.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
věk				
0-1m	0	0	0,10	0,11
1-6m	0	0	0,42	0,40
6m-1r	0,06	0,01	0,68	0,82
1-3r	0,15	0,09	0,11	1,37
3-6r	0,33	0,44	1,66	1,87
6-9r	0,28	0,58	1,80	2,04
9-12r	0,55	0,46	1,93	2,18
12-15r	0,62	0,29	2,41	2,51
15-18r	0,69	0,68	2,62	2,59
18- 150r	0,7		4,0	

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 15

Imunoglobulin G

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C. Lze zamrazit (-20°C, 8 měsíců)
Princip stanovení:	Imunoturbidimetrie
Jednotky:	Hmotnostní koncentrace (g/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Nepoužívat silně chylosní sérum
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky



Doprovodní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Doprovodního zdravotnictví Čechy

Poznámka:

Imunoglobuliny chrání lidské tělo proti pronikajícím patogenům. Antigenní vazebné místo imunoglobulinu zahazuje přímou neutralizací toxinů, senzibilizací imunokompetentních buněk, pokles infekčnosti virů nebo rozvoj zánětlivé reakce. Normálním projevem infekce je nárůst hladin všech imunoglobulinů. Vzestup hladiny IgG provází též autoimunní onemocnění a chronickou hepatitidu. U nemluvňat dochází k poklesu IgG mezi třetím a šestým měsícem, jelikož IgG matky je jen z části nahrazován aktivní syntézou IgG novorozence.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-1m	1,62	1,97	8,72	8,33
1-6m	3,11	1,40	5,33	5,33
6m-1r	3,25	1,30	6,47	6,56
1-3r	4,51	4,13	12,02	11,12
3-6r	5,60	4,68	13,20	13,28
6-9r	4,85	5,82	14,73	14,41
9-12r	5,86	6,85	16,09	16,20
12-15r	7,49	5,90	16,40	16,00
15-18r	8,04	5,22	18,20	17,03
18- 150r	7,0		16,0	

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 15

Imunoglobulin M

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C. Lze zamrazit (-20°C, 6 měsíců)
Princip stanovení:	Imunoturbidimetrie
Jednotky:	Hmotnostní koncentrace (g/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Poznámka:

Imunoglobuliny chrání lidské tělo proti pronikajícím patogenům. Antigenní vazebné místo imunoglobulinu zahazuje přímou neutralizaci toxinů, senzibilizaci imunokompetentních buněk, pokles infekčnosti virů nebo rozvoj zánětlivé reakce. Normálním projevem infekce je nárůst hladin všech imunoglobulinů. Vzrůst koncentrace IgM bývá projevem onemocnění jater (např. hepatitida, cirhóza jater), autoimunních onemocnění a zvláště akutní a chronické virové infekce. Opožděný začátek syntézy IgM je příčinou nižších koncentrací IgM u dětí ve srovnání s dospělými.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-1m	0,0	0,0	0,57	0,65
1-6m	0,0	0,06	1,27	0,84
6m-1r	0,0	0,15	1,30	1,17
1-3r	0,35	0,30	1,84	1,46
3-6r	0,42	0,31	1,84	1,51
6-9r	0,30	0,21	1,65	1,40
9-12r	0,42	0,27	2,11	1,51
12-15r	0,34	0,26	2,25	1,84
15-18r	0,45	0,28	2,24	1,79
18- 150r	0,4		2,3	

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 15

Kotinin v moči

Základní informace	
Odběr do:	Plast
Materiál:	Moč
Stabilita:	Do 2 dnů při teplotě 2-8°C, pro delší skladování lze zamrazit
Princip stanovení:	Imunologický test
Jednotky:	Kvalitativní stanovení
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Poznámka:

Stanovení kotininu v moči slouží jako orientační stanovení, zda je pacient kuřák či nikoli.

Vyhodnocení:

Odečet po 5 min od aplikace vzorku na testovací kazetu.

negativní	v detekční zóně barevný proužek (T) vedle kontrolního proužku (C)
pozitivní	v detekční zóně pouze kontrolní proužek (C) (vždy - potvrzuje funkčnost testu)
neplatný	nejsou viditelné žádné barevné linie - opakujte test

Zdroj: Příbalový leták Měřicí zařízení na přítomnost nikotinu v moči (COT), Compex

Kreatinin

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C, 3 měsíce)
Princip stanovení:	enzymatické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (μmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Stanovení kreatininu v séru je nejběžněji používaným testem pro zjištění renální funkce. Kreatinin je produktem rozpadu kreatinfosfátu ve svaly a v těle je obvykle vytvářen v poměrně stabilní míře (v závislosti na svalové hmotě). Je volně filtrován glomerulem a za normálních okolností není do výraznější míry znovu absorbován tubuly. Malé, ale významné množství, je rovněž aktivě vylučováno.

Vzhledem k tomu, že nárůst kreatininu v krvi je pozorován pouze s označeným poškozením nefronů, není vhodný k detekování raného stádia onemocnění ledvin. Výrazně senzitivnější test a lepší stanovení glomerulární filtrace (GF) je pomocí testu clearance kreatininu, založeného na koncentraci kreatininu v moči a séru a průtokem moči. K provedení tohoto



Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

testu je potřeba vzorek moči sebraný za přesné časové období (obvykle 24 hodin) a vzorek krve.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
věk				
0 – 1t		60		110
1t – 1m		30		70
1m – 1 rok		20		40
1-10 let		20		70
10 - 18 let		40		100
18 - 150 let	49	64	90	104

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 15

Kreatinin v moči

Základní informace	
Odběr do:	Plast
Materiál:	Moč sbíraná (množství/čas)
Stabilita:	do 6 dnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C, 6 měsíců)
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky; v případě potřeby (pro stanovení ostatních analytů) lze okyselit HCl nebo kyselinou boritou
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Množství kreatininu v moči udáváno v mmol/24 hod.

Poznámka:

Stanovení kreatininu v moči je důležitou součástí funkčního vyšetření ledvin.



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Biologický ref. interval	Kreatinin			
věk	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
1 - 150r	3		12	

Biologický ref. interval	Kreatinin odpad			
věk	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
1 - 4t	4,4		8,8	
4t-1r	8,8		11,5	
1-15r	14		25,5	
15 – 150r	6	8	12	16

Zdroj: Zdroj č. 14

Kreatinkináza, CK

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C; lze zamrazit (-20°C, 1 měsíc)
Princip stanovení:	Enzymatická kolorimetrická metoda
Jednotky:	Koncentrace katalytické aktivity (μkat/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Vynechat svalovou námahu před odběrem Hemolýza ovlivňuje výsledky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Zvýšené hladiny CK v séru provázejí onemocnění kosterního svalstva, především svalovou dystrofií. Frakci CK-MB lze nalézt především ve tkáni myokardu a její přítomnost je obvykle zaznamenána v průběhu 48 hodin po nástupu infarktu myokardu. Použití stanovení celkové CK a izoenzymu CK-MB v diagnostice infarktu myokardu je nejdůležitější aplikací stanovení



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

creatinkinázy v klinické chemii. Aktivita CK v séru také narůstá po cerebrální ischemii, akutní mozkové příhodě a úrazu hlavy.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
Věk				
1d-1m	0	0	2,24	3,06
1-6m	0	0	2,44	2,15
6m-1r	0	0	2,31	2,39
1 - 3	0	0	2,24	2,72
3 - 6	0	0	2,46	2,64
6 - 9	0	0	2,42	2,96
9 - 12	0	0	2,39	3,62
12 - 15	0	0	2,39	4,19
15 - 18	0	0	2,41	3,98
18 - 50	0	0	3,45	6,63
50 - 150	0	0	3,45	4,62

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 2, Zdroj č. 3

Kreatinkináza, izoenzym MB, CK-MB

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 8 dnů uchovat při 2-8°C; lze zamrazit (-20°C, 1 měsíc)
Princip stanovení:	Enzymatická kolorimetrická metoda s imunoinhibicí
Jednotky:	Koncentrace katalytické aktivity (μkat/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Vynechat svalovou námahu před odběrem Hemolýza ovlivňuje výsledky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Zvýšené hladiny CK v séru provázejí onemocnění kosterního svalstva, především svalovou dystrofií. Frakci CK-MB lze nalézt především ve tkáni myokardu a její přítomnost je obvykle



Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

zaznamenána v průběhu 48 hodin po nástupu infarktu myokardu. Použití stanovení celkové CK a izoenzymu CK-MB v diagnostice infarktu myokardu je nejdůležitější aplikací stanovení kreatinkinázy v klinické chemii. Aktivita CK v séru také narůstá po cerebrální ischemii, akutní mozkové příhodě a úrazu hlavy.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
věk				
0-150r		0		0,4

Zdroj: Příbalový leták Kreatinkináza

Krevní obraz

Základní informace	
Odběr do:	Plast, EDTA zkumavky určené pro kapilární odběr s K3EDTA
Materiál:	Periferní krev
Stabilita:	5 hodin při +15 až +25 °C
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Dodržet čas a teplotu
Podmínky transportu:	2 hodiny při +15 až +25C

Indikace:

Hematologické analyzátoři vydávají přesné informace o počtech erytrocytů, leukocytů a trombocytů spolu s odvozenými parametry. Analyzátoři také upozorňují na případné patologie v krevním obraze, které je nutno kontrolovat mikroskopem. Krevní obraz je komplexní soubor výsledků, které spolu úzce souvisí a nelze posuzovat žádnou hodnotu bez návaznosti na ostatní parametry.

Biologický ref. interval viz Krevní obraz s pětipopulačním diferenciatním rozpočtem leukocytů z analyzátoři.



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním rozpočtem leukocytů z analyzátoru

Základní informace	
Odběr do:	Plast, EDTA zkumavky určené pro kapilární odběr s K3EDTA
Materiál:	Periferní krev
Stabilita:	5 hodin při +15 až +25 °C
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Dodržet čas a teplotu
Podmínky transportu:	při +15 až +25 °C

Indikace:

Hematologické analyzátorů vydávají přesné informace o počtech erytrocytů, leukocytů a trombocytů spolu s odvozenými parametry. Analyzátor také upozorňuje na případné patologie v krevním obraze, které je nutno kontrolovat mikroskopem: krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním rozpočtem leukocytů patří k základnímu vyšetření širokého spektra onemocnění. Krevní obraz je komplexní soubor výsledků, které spolu úzce souvisí a nelze posuzovat žádnou hodnotu bez návaznosti na ostatní parametry.

1. Erytrocyty

$10^{12}/l$

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
0d – 3d	4,0 – 6,6	
4d - 2t	3,9 – 6,3	
2t - 1m	3,6 – 6,2	
1m - 2m	3,0 – 5,0	
3m – 6m	3,1 – 4,5	
6m – 2r	3,7 – 5,3	
2r – 6r	3,9 – 5,3	
6r – 12r	4,0 – 5,2	
12r – 15r	4,5 – 5,3	4,1 – 5,1
15r – 100r	4,0 – 5,8	3,8 – 5,2

2. Hemoglobin

g/l

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy



Doprovodní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Doprovodního zdravotnictví Čechy

0d – 3d	145 – 225	
4d - 2t	135 – 215	
2t - 1m	125 – 205	
1m - 2m	100 – 180	
3m – 6m	95 – 135	
6m – 2r	105 – 135	
2r – 6r	115 – 135	
6r – 12r	115 – 155	
12r – 15r	130 – 160	120 – 160
15r – 100r	135 – 175	120 – 160

3. Hematokrit

I/I

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
0d – 3d	0,45 – 0,67	
4d - 2t	0,42 – 0,66	
2t - 1m	0,39 – 0,63	
1m - 2m	0,31 – 0,55	
2m – 3m	0,28 – 0,42	
3m – 6m	0,29 – 0,41	
6m – 2r	0,33 – 0,39	
2r – 6r	0,34 – 0,40	
6r – 12r	0,35 – 0,45	
12r – 15r	0,37 – 0,49	0,36 – 0,46
15r – 100r	0,40 – 0,50	0,35 – 0,47

4. MCV

fI

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
1d – 3d	95 - 121	
4d - 2t	88 - 126	
2t - 1m	85 - 124	
1m - 2m	85 - 123	
2m – 3m	77 - 115	
3m – 6m	74 - 108	
6m – 2r	70 - 86	



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

2r – 6r	75 - 87
6r – 12r	77 - 95
12r – 15r	78 - 98
15r – 100r	82 – 98

5. MCH

pg

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
0d – 3d	31 - 37	
4d – 2m	28 - 40	
2m - 3m	26 - 34	
3m – 6m	25 - 35	
6m – 2r	23 - 31	
2r – 6r	24 - 30	
6r – 12r	25 - 33	
12r – 15r	25 - 35	
15r – 100r	28 - 34	

6. MCHC

g/l

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
0d – 3d	290 - 370	
4d – 1m	280 - 380	
1m - 3m	290 - 370	
3m – 2r	300 - 360	
2r – 15r	310 - 370	
15r – 100r	320 – 360	

7. RDW-CV – Šíře distribuce erytrocytů

Podíl jednotky

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
0d – 15 r	0,115 – 0,145	
15 r – 100 r	0,100 – 0,152	



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

8. Trombocyty

$10^9/l$

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
0d – 15 r	150 – 450	
15 r – 100 r	150 – 400	

9. Leukocyty

$10^9/l$

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
Při narození	9,0 – 30,0	
1h – 12h	13,0 – 38,0	
12h – 24h	9,4 – 34,0	
2d – 7d	5,0 – 21,0	
8d – 14d	5,0 – 20,0	
15d – 6m	5,0 – 19,5	
6m – 2r	6,0 – 17,5	
2r – 4r	5,5 – 17,0	
4r – 6r	5,0 – 15,5	
6r – 8r	4,5 – 14,5	
8r – 15r	4,5 – 13,5	
15r – 100r	4,0 – 10,0	

10. Diferenciál - Neutrofilý

Podíl jednotky; (v závorce: $10^9/l$)

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
0 – 1d	0,51 – 0,78	(4,6 -25,4)
2d – 7d	0,35 – 0,59	(1,8 –11,8)
8d – 14d	0,3 – 0,54	(1,5 – 10,8)
15d – 1m	0,25 – 0,49	(1,3 – 8,8)
1m - 6m	0,22 – 0,49	(1,1 – 9,6)
6m – 1r	0,21 – 0,46	(1,3 – 8,1)
1r – 2r	0,21 – 0,47	(1,3 – 8,2)
2r – 4r	0,23 – 0,56	(1,3 – 9,5)
4r – 6r	0,32 – 0,65	(1,6 – 10,1)
6r – 8r	0,41 – 0,67	(1,9 – 9,7)



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

8r – 10r	0,43 – 0,68 (1,9 – 9,1)
10r – 15r	0,44 – 0,71 (2,0 – 9,6)
15r – 100r	0,45 – 0,7 (2,0 – 7,0)

11. Diferenciál – Lymfocyty

Podíl jednotky; (v závorce:10⁹/l)

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
0 – 1 d	0,21–0,41 (1,9–13,9)	
2d – 7d	0,31–0,51 (1,6 – 10,7)	
8d – 14d	0,38–0,58 (1,9 – 11,6)	
15d – 1m	0,46–0,66 (2,3 – 12,9)	
1m - 6m	0,46–0,71 (2,3 – 13,8)	
6m – 1r	0,51–0,71 (3,1 – 12,4)	
1r – 2r	0,49–0,71 (2,9 – 12,4)	
2r – 4r	0,40–0,69 (2,2 – 11,7)	
4r – 6r	0,32–0,60 (1,6 – 9,3)	
6r – 8r	0,29–0,52 (1,3 – 7,5)	
8r – 10r	0,28–0,49 (1,3 – 6,6)	
10r – 15r	0,25 – 0,48 (1,1 – 6,5)	
15r – 100r	0,20 – 0,45 (0,8 – 4,0)	

12. Diferenciál – Monocyty

Podíl jednotky; (v závorce:10⁹/l)

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
0 – 1 d	0,01 – 0,09 (0,2 – 3,4)	
2d – 7d	0,03 – 0,15 (0,2 – 3,2)	
8d – 14d	0,03 – 0,15 (0,2 – 3,0)	
15d – 1m	0,01 – 0,13 (0,5 – 2,5)	
1m - 6m	0,01 – 0,13 (0,1 – 2,5)	
6m – 2r	0,01 – 0,09 (0,1 – 1,6)	
2r – 4r	0,01 – 0,09 (0,6 – 1,5)	
4r – 6r	0,01 – 0,09 (0,5 – 1,4)	
6r – 8r	0 – 0,09 (0,0 – 1,3)	



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

8r – 10r	0 – 0,08 (0,0 – 1,1)
10r – 15r	0 – 0,09 (0,0 – 1,2)
15r – 100r	0,02 – 0,10 (0,08 – 1,2)

13. Diferenciál - Eozinofily

Podíl jednotky; (v závorce:10⁹/l)

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
0 – 1 d	0 – 0,04 (0,0 – 1,4)	
2d – 7d	0 – 0,08 (0,0 – 1,7)	
8d – 14d	0 – 0,07 (0,0 – 1,4)	
15d – 1m	0 – 0,07 (0,0 – 1,4)	
1m - 6m	0 – 0,07 (0,0 – 1,4)	
6m – 1r	0 – 0,07 (0,0 – 1,2)	
1r – 2r	0 – 0,07 (0,0 – 1,2)	
2r – 4r	0 – 0,07 (0,0 – 0,5)	
4r – 6r	0 – 0,07 (0,0 – 1,1)	
6r – 8r	0 – 0,07 (0,0 – 1,0)	
8r – 10r	0 – 0,04 (0,0 – 0,5)	
10r – 15r	0 – 0,07 (0,0 – 1,0)	
15 r – 100 r	0 – 0,05 (0,0 – 0,5)	

14. Diferenciál – Basofily

Podíl jednotky; (v závorce:10⁹/l)

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
0 – 1 d	0 – 0,02 (0,0 – 0,7)	
2d – 6m	0 – 0,02 (0,0 – 0,4)	
6m – 2r	0 – 0,02 (0,0 – 1,2)	
2r – 15r	0 – 0,02 (0,0 – 0,3)	
15r - 100 r	0 – 0,01 (0,0 – 0,2)	



15. Retikulocyty

%

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
1 d – 3 d	3,47 – 5,40	
4 d - 2 t	1,06 – 2,37	
2 t – 1 m	1,06 – 2,37	
1 m – 2 m	2,12 – 3,47	
2 m – 3 m	1,55 – 2,70	
3 m – 6 m	1,55 – 2,70	
6 m – 2 r	0,99 – 1,82	
2 r – 6 r	0,82 – 1,45	
6 r – 12 r	0,98 – 1,94	
12 r – 15 r	0,90 – 1,49	
15 r – 100 r	0,50 - 2,50	

absolutní počet ($10^9/l$)

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
1 d – 3 d	148 -216	
4 d - 1 m	51 - 110	
1 m – 2 m	52 - 78	
2 m – 6 m	48 - 88	
6 m – 2 r	44 - 111	
2 r – 6 r	36 - 68	
6 r – 12 r	42 - 70	
12 r – 15 r	42 - 65	
15 r – 100 r	25 - 100	

Zdroj: Zdroj č. 9, Zdroj č. 10

Krevní skupina AB0, Rh(D)

Základní informace	
Odběr do:	Plast EDTA nebo citrát
Materiál:	Periferní krev



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Stabilita:	48 hod. při 2 až 8°C
Odezva:	do 24 hod
Provádíme:	Denně
Preanalytická fáze:	Dodržet čas a teplotu
Podmínky transportu:	2 hodiny při +15 až +25 °C

Vyšetření pacientek z prenatální ambulance se posílají do smluvní laboratoře.

Indikace:

Vyšetření krevní skupiny ABO a Rh(D) je základní vyšetření před operačními výkony a na začátku těhotenství (viz doporučení STL). Je vhodné je doplnit současně i screeningovým vyšetřením nepravidelných protilátek proti erytrocytům.

Kyselina močová

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 5 dnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C, 6 měsíců)
Princip stanovení:	Enzymatické kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (μmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Kyselina močová je konečným produktem metabolismu purinů v lidském organismu. Stanovení kyseliny močové je užíváno při diagnostice a léčbě četných renálních a metabolických poruch, zahrnujících selhání ledvin, dnu, leukémii, lupenku, hladovění nebo jiné zhoubné stavy a u pacientů užívajících cytotoxické léky.

Biologický ref. interval				
věk	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-1m	59	71	271	230
1m-1r	65	71	319	330



Doprovodní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Doprovodního zdravotnictví Čechy

1 – 4r	106	124	295	330
4 – 7r	118	106	301	325
7 – 10r	106	106	325	319
10 – 13r	148	130	348	342
13 – 16r	130	183	378	413
16 – 18r	142	124	389	448
18- 50r	154	234	350	475
50 – 150r	154	234	394	475

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 2

Kyselina močová v moči

Základní informace	
Odběr do:	Plast
Materiál:	Moč sbíraná (množství/čas)
Stabilita:	Do 4 dnů uchovat při 2-8°C (s přidavkem NaOH)
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Moč je třeba alkalizovat přidáním NaOH na pH > 8 (k zabránění vysrážení urátů).
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Množství kyseliny močové v moči uváděno v mmol/24 hod.

Poznámka:

Kyselina močová je konečným produktem metabolismu purinů v lidském organismu. Stanovení kyseliny močové je užíváno při diagnostice a léčbě četných renálních a metabolických poruch, zahrnujících selhání ledvin, dnu, leukémii, lupenku, hladovění nebo jiné zhoubné stavy a u pacientů užívajících cytotoxické léky.

Biologický ref. interval				
	KM			
věk	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

0-150r	0,5	4,5
Biologický ref. interval		
	KM odpad	
věk	Dolní mez	Horní mez
	ženy muži	ženy muži
0-150	0,5	5

Zdroj: NORIP

Laktátdehydrogenáza, LD

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 6 dnů uchovat při 2-8°C; lze zamrazit (-20°C, 1,5 měsíce)
Princip stanovení:	Enzymatická kolorimetrická metoda
Jednotky:	Koncentrace katalytické aktivity (Ukat/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Hemolýza ovlivňuje výsledky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Laktátdehydrogenáza (LDH) je enzym široce zastoupený v tkáních, především srdce, jater, svaloviny a ledvin. Zvýšené hodnoty LDH v séru lze pozorovat při různých onemocněních. Nejvyšší hladiny jsou spojovány s megaloblastickou anémií, infarktem myokardu, diseminovaným karcinomem, leukémií a traumatem.

Biologický ref. interval				
věk	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
1d-1m	0	0	12,78	12,28
1m-1r	0	0	7,01	7,52
1 – 3r	0	0	6,6	5,76
3 – 6r	0	0	5,76	5,76
6 – 9r	0	0	4,68	5,01
9 – 12r	0	0	4,34	5,43
12 – 15r	0	0	4,59	4,84



Doprovodní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Doprovodního zdravotnictví Čechy

15 – 18r	0	0	3,84	3,93
18- 70r	0		3,4	
70 – 150r	0		4,25	

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č. 2, Zdroj č. 3

LDL-Cholesterol

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-70°C, 1 měsíc)
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Lipoproteiny o nízké hustotě (LDL) hrají klíčovou roli v procesech, které souvisí s rozvojem aterosklerózy, především sklerózy věnitých cév. Hladina LDL-cholesterolu je rozhodujícím predikátorem, svým klinickým významem převyšující všechny ostatní parametry, které mají vztah k ateroskleróze.

Biologický ref. interval				
věk	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0 - 150	1,2		2,6	

Zdroj: Zdroj č. 8, Zdroj č. 15

MDRD, Odhad glomerulární filtrace

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Princip stanovení:	Výpočet
Jednotky:	ml/s
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Odhad glomerulární filtrace ze sérového kreatininu, věku pacienta bez nutnosti sběru moči.

Hodnocení výsledků MDRD:

Fyziologické hodnoty : **nad 1,5 ml.s⁻¹.1,73 m⁻²**

Hodnoty **1 – 1,5 ml.s⁻¹.1,73 m⁻²**

nutno hodnotit ve vztahu ke klinickému obrazu

Patologická hodnota : **pod 1 ml.s⁻¹.1,73 m⁻²**

Zdroj: Zdroj č. 5

MDRD, CKD-EPI/KREA

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C
Princip stanovení:	Výpočet
Jednotky:	ml.s ⁻¹ .1,73 m ⁻²
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Odhad glomerulární filtrace bez nutnosti sběru moči - nový výpočtový vztah. Dosavadní výpočet dle studie MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) byl modifikován i pro zdravou populaci a poskytuje výsledky nejbližší reálné hodnotě GF.

Je doporučeno preferovat CKD-EPI/KREA před výpočtem dle MDRD, používat tuto metodu jako základní u zdravé dospělé populace.



Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Odhad GF pomocí vzorců MDRD a CKD-EPI není vhodné používat u nestabilizovaných pacientů, dětí a těhotných.

Rovnice CKD-EPI/kreatinin, vzorec pro výpočet eGF [$\text{ml}\cdot\text{s}^{-1}\cdot 1,73 \text{ m}^{-2}$]

Ženy

≤ 62 let $\text{CKD-EPI} = 2,4 \cdot (\text{Skr}/61,9)^{-0,329} \cdot 0,993^{\text{věk}} \cdot 1,159$ (černá populace)

> 62 let $\text{CKD-EPI} = 2,4 \cdot (\text{Skr}/61,9)^{-1,209} \cdot 0,993^{\text{věk}} \cdot 1,159$ (černá populace)

Muži

≤ 80 let $\text{CKD-EPI} = 2,35 \cdot (\text{Skr}/79,6)^{-0,411} \cdot 0,993^{\text{věk}} \cdot 1,159$ (černá populace)

> 80 let $\text{CKD-EPI} = 2,35 \cdot (\text{Skr}/79,6)^{-1,209} \cdot 0,993^{\text{věk}} \cdot 1,159$ (černá populace)

Kde

věk ... roky,

Skr ... koncentrace kreatininu v krevním séru v $\mu\text{mol/l}$,

(ženy) a (černá populace) ... příslušný koeficient se použije pouze pro odpovídající populaci

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
věk				
15 - 100		1		2,3

Zdroj: Zdroj č. 5

Mikroskopický diferenciální rozpočet leukocytů

Základní informace	
Odběr do:	Plast, EDTA zkumavky určené pro kapilární odběr s K3EDTA
Materiál:	Periferní krev
Stabilita:	5 hodin při +15 až +25 °C
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Dodržet čas a teplotu
Podmínky transportu:	při +15 až +25 °C



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Indikace:

Běžné zhodnocení nátěrů periferní krve se týká relativního počtu jednotlivých subpopulací leukocytů, počtu erytroblastů na 100 leukocytů, počtu schistocytů a trombocytů na 1 000 erytrocytů a morfologického hodnocení leukocytů, erytrocytů a trombocytů. Hodnotí se zda je nátěr ve fyziologických mezích či zda je patologický (Podezření na onkohematologické změny se zasílá do VFN). Případný posun do leva v diferenciálním obraze je posun k nezralým formám a je většinou spojen s leukocytózou. Posun do leva nalézáme fyziologicky u těhotných žen. Za patologických okolností je spojen s infekcí nebo zánětem nebo jiným stimulem kostní dřeně.

Biologický ref. interval

1. Diferenciál – Neutrofilní segmenty

Podíl jednotky

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
0 – 1d	0,51 - 0,78	
1d – 2d	0,51 - 0,71	
2d – 7d	0,35 - 0,55	
8d – 14d	0,30 - 0,50	
15d – 1m	0,25 - 0,45	
1m - 6m	0,22 - 0,45	
6m – 1r	0,21 - 0,42	
1r – 2r	0,21 - 0,43	
2r – 4r	0,23 - 0,52	
4r – 6r	0,32 - 0,61	
6r – 8r	0,41 - 0,63	
8r – 10r	0,43 - 0,64	
10r – 15r	0,44 - 0,67	
15r – 100r	0,47 - 0,70	

2. Diferenciál – Neutrofilní tyče

Podíl jednotky

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
0 – 100r	0,00 - 0,04	

3. Diferenciál – Lymfocyty

Podíl jednotky

Biologický ref. interval



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Věk	Muži	Ženy
0 – 1d	0,21 - 0,41	
1d – 2d	0,02 - 0,10	
2d – 7d	0,31 - 0,51	
8d – 14d	0,38 - 0,58	
15d – 1m	0,46 - 0,66	
1m - 6m	0,46 - 0,71	
6m – 1r	0,51 - 0,71	
1r – 2r	0,49 - 0,71	
2r – 4r	0,40 - 0,69	
4r – 6r	0,32 - 0,60	
6r – 8r	0,29 - 0,52	
8r – 10r	0,28 - 0,49	
10r – 15r	0,25 - 0,48	
15r – 100r	0,22 - 0,45	

4. Diferenciál – Monocyty

Podíl jednotky

Biologický ref. interval	Muži	Ženy
Věk		
0 – 1d	0,02 - 0,09	
1d – 2d	0,02 - 0,10	
2d – 14d	0,03 - 0,15	
15d – 6m	0,01 - 0,13	
6m – 6r	0,01 - 0,09	
6r – 8r	0,00 - 0,09	
8r – 10r	0,00 - 0,08	
10r – 15r	0,00 - 0,09	
15r – 100r	0,02 - 0,10	

5. Diferenciál – Eosinofily

Podíl jednotky

Biologický ref. interval	Muži	Ženy
Věk		
0 – 1d	0,00 - 0,04	
1d – 7d	0,00 - 0,08	
8d – 8r	0,00 - 0,07	



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

8r – 10r	0,00 - 0,04
10r – 15r	0,00 - 0,07
15r – 100r	0,00 - 0,05

6. Diferenciál – Basofily

Podíl jednotky

Biologický ref. interval		
Věk	Muži	Ženy
0 – 15r	0,00 - 0,02	
15r – 100r	0,00 - 0,01	

Zdroj: Zdroj č. 9, Zdroj č. 10

Okultní krvácení

Základní informace	
Odběr do:	Speciální odběrová zkumavka s extrakčním puřem
Materiál:	Stolice
Stabilita:	Do 2 dnů při teplotě 4-25°C nebo do 7 dnů při teplotě 2-8°C, lze zamrazit
Princip stanovení:	Imunologický test
Jednotky:	Kvalitativní stanovení
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Neprovádět v případě hemoroidů, menstruace, krvácení do moči
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

FOB test indikuje přítomnost hemoglobinu ve stolici a nesmí být použit jako jediné kritérium pro dg. kolorektálního karcinomu!

Poznámka:

Průkaz hemoglobinu ve stolici může svědčit pro postižení gastrointestinálního traktu, které je spojeno s krvácením.

Vyhodnocení:

Odečet po 5 min od aplikace vzorku na testovací kazetu.



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

negativní	v detekční zóně pouze kontrolní barevný proužek (C) (vždy - potvrzuje funkčnost testu)
pozitivní	v detekční zóně barevný proužek (T) vedle kontrolního proužku (C)
neplatný	v detekční zóně se neobjeví žádný proužek - opakujte test

Zdroj: Příbalový leták Kazeta test na okultní krvácení ve stolici (FOB test), Dima

Orální glukózový toleranční test, OGTT

Funkční test

Základní informace	
Odběr do:	Plast s NaF
Materiál:	Plazma
Stabilita:	Plazma: do 24 hod uchovat při 2-8°C, lze 1x zamrazit (-20°C, 30 dní)
Princip stanovení:	Enzymatická kolorimetrická metoda
Jednotky:	Molární konc. (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Zabránit hemolýze
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Orální glukózový toleranční test se používá k potvrzení diagnózy diabetes mellitus v případě, že diagnóza není jednoznačně potvrzena nálezem glykémie nalačno vyšší než 7,0 mmol/l. Jde jednak o stavy zhoršené glykémie nalačno s hodnotami 5,6 až 7 mmol/l, jednak v situacích s glykémii na lačno nižšími než 5,6 mmol/l, při nichž bylo vysloveno podezření na poruchu tolerance glukózy z předchozích vyšetření nebo jedná-li se o jedince se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. Při nálezů porušené glukózové tolerance se OGTT opakuje ve dvouletých intervalech.

Pacient se dostaví na lačno, ráno před vyšetřením se může napít neslazeného nápoje (čaj, voda, minerálka).

1. odběr krve je proveden na lačno, poté následuje vypití roztoku glukózy (75 g)
2. po 2 hodinách - odběr krve

Vyšetření se neprovádí, pokud hodnota nalačno překročí 7 mmol/l.



Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Koncentrace plazmatické glukózy v plazmě žilní krve po 2 hodinách po zátěži 75 g glukózy.

Biologický ref. interval	glukóza	interpretace
2 hod po zátěži	< 7,8 mmol/l	vyloučení diabetu mellitu
	7,8 až 11 mmol/l	porušená glukózová tolerance
	≥11,1 mmol/l	diabetes mellitus

Zdroj: Zdroj č. 7

OGTT v těhotenství ve 24. – 28. týdnu gravidity:

1. odběr krve je proveden na lačno, poté následuje vypití roztoku glukózy (75 g)
2. po 1 hodině - odběr krve
3. po 2 hodinách - odběr krve

Vyšetření se neprovádí, pokud hodnota nalačno překročí 5,1 mmol/l.

Gestační diabetes je laboratorně diagnostikován, je-li dosaženo jedno z těchto kritérií:

- P-glukóza po 1 hodině ≥ 10,0 mmol/l
- P-glukóza po 2 hodinách ≥ 8,5 mmol/l

Parathormon intaktní

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Při 2 - 8°C 48 hod.
Princip stanovení:	Chemiluminiscenční imunologické stanovení
Jednotky:	Hmotnostní koncentrace (pg/ml)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Pokožová teplota: 4 hod.
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Stanovení je určeno k použití při diferenční diagnostice hyperparatyreózy, hypoparatyreózy. Parathormon (PTH) vzniká v příštítných tělískách a je hlavní látkou v krevním oběhu, která



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

reguluje koncentrace mimobuněčného vápníku. Sekrece PTH je spouštěna abnormálně nízkou koncentrací vápníkových iontů. Molekuly PTH se váží na receptory parathormonu 1. typu v cílové tkáni a spouštějí řadu reakcí, které mají za následek nárůst koncentrace mimobuněčného vápníku. PTH stimuluje vstřebávání kostní tkáně osteoklasty, při němž dochází k uvolňování vápníku z kostí. Kromě toho PTH stimuluje zpětnou absorpci vápníku ledvinovými tubuly a stimuluje v ledvinách produkci 1,25-dihydroxy-vitaminu D, který zvyšuje zpětnou absorpci vápníku ve střevech.

Intaktní PTH je peptid (mol. hmotnost asi 9425), který se skládá z 84 aminokyselin. Jejich faminoterminální 1-34 region intaktní PTH molekuly. Tato oblast molekuly umožňuje vazbu PTH na receptory parathormonu v cílové tkáni a regulaci koncentrací mimobuněčného vápníku. Střední a karboxy-terminální 35-84 oblast intaktní PTH molekuly je biologicky inertní, ale je zdrojem imunologické reaktivity.

Za normálních okolností je v krevním oběhu relativně vyšší koncentrace cirkulujících středních a karboxy-terminálních fragmentů PTH. Při renální insuficienci dochází k narušení glomerulární filtrace, čímž se koncentrace středních a karboxy-terminálních PTH fragmentů dále zvýší. Poměr cirkulující koncentrace intaktního PTH vůči středním a karboxy-terminálním fragmentům PTH může u pacientů kolísat, zvláště u pacientů s chronickým renálním selháním.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-150r		12		88

Zdroj: Zdroj č. 15

Prostatický specifický antigen volný, Free PSA

Funkční test

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Sérum: do 5 dnů uchovat při 2-8°C, lze 1x zamrazit (-20°C, 3 měsíce)
Princip stanovení:	Elektrochemiluminiscenční imunostanovení
Jednotky:	Hmotnostní koncentrace (µg/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Preanalytická fáze:	Odběr nejdříve za 2 dny po masáži prostaty nebo vyšetření per rectum; nejdříve za 6 týdnů po biopsii prostaty
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Hodnotí se index- poměr free PSA/celkovému PSA

Poznámka:

Zvýšené koncentrace PSA v séru obvykle značí patologický stav prostaty (prostatitidu, benigní hyperplasii nebo karcinom).). Hlavní oblastí, kde je vyšetření PSA využíváno, je sledování vývoje a účinnost léčení pacientů s karcinomem prostaty nebo podstupující hormonální terapii. Poměr fPSA/tPSA představuje zvýšení senzitivity a specifčnosti u pacientů .

Biologický ref. interval	Free PSA/PSA	
	Dolní mez	Horní mez
věk	muži	muži
0 – 150r	0,15	0,7

Zdroj: Zdroj č. 11

Prostatický specifický antigen, PSA

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Sérum: do 3 dnů uchovat při 2-8°C, lze 1x zamrazit (-20°C, 6 měsíců)
Princip stanovení:	Elektrochemiluminiscenční imunostanovení
Jednotky:	Hnotnostní koncentrace (ng/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Odběr nejdříve za 2 dny po masáži prostaty nebo vyšetření per rectum; nejdříve za 6 týdnů po biopsii prostaty
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Poznámka:

Zvýšené koncentrace PSA v séru obvykle značí patologický stav prostaty (prostatitidu, benigní hyperplasii nebo karcinom). Hlavní oblastí, kde je vyšetření PSA využíváno, je sledování vývoje a účinnost léčení pacientů s karcinomem prostaty nebo podstupující hormonální terapii. Poměr fPSA/tPSA představuje zvýšení senzitivity a specifičnosti u pacientů .

Biologický ref. interval		
věk	Dolní mez	Horní mez
	muži	muži
0 – 150r	0	3,5

Zdroj: Zdroj č. 11

Protilátky proti tyreoglobulinu, Anti-TG

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Sérum: do 3 dnů uchovat při 2-8°C, lze 1x zamrazit (-20°C, 4 týdny)
Princip stanovení:	Elektrochemiluminiscenční imunostanovení
Jednotky:	Arbitrární látková koncentrace (kIU/l)
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Thyreoglobulin (Tg) je vytvářen ve štítné žláze a je hlavní složkou lumen folikul štítné žlázy. Společně s peroxidázou (TPO), má nezastupitelnou funkci při jodaci L-tyrosinu a vytváření hormonů štítné žlázy.

Onemocnění štítné žlázy jsou často způsobena autoimunitními mechanismy, které produkují autoprotilátky. Se zvýšenou koncentrací protilátek proti tyreoglobulinu se setkáváme u osob s autoimunní thyroitidou. Současný výskyt protilátek proti TPO je možný.

Biologický ref. interval
do 115 kIU/l

Zdroj: Příbalový leták Anti-Tg



Doprovodní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Doprovodního zdravotnictví Čechy

Protilátky proti tyreoperoxidáze, Anti-TPO

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Sérum: do 3 dnů uchovat při 2-8°C, lze 1x zamrazit (-20°C, 4 týdny)
Princip stanovení:	Elektrochemiluminiscenční imunostanovení
Jednotky:	Arbitrární látková koncentrace (kIU/l)
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Onemocnění štítné žlázy jsou často způsobena autoimunitními mechanismy, které produkují autoprotilátky. Tyreoperoxidáza (TPO) je membránový hemoglykoprotein exprimovaný pouze tyreocyty. Tento enzym katalyzuje oxidaci jodidu na tyrosinových zbytcích tyreoglobulinu při syntéze trijodtyroninu (T3) a tyroxinu (T4) a je jedním z nejdůležitějších antigenů štítné žlázy. Stanovení hladin protilátek proti TPO je nejcitlivějším testem pro detekci autoimunitního onemocnění štítné žlázy.

Biologický ref. interval

do 34 kIU/l

Zdroj: Příbalový leták Anti-TPO

Protrombinový test

Základní informace	
Odběr do:	Plast, Citrát
Materiál:	Periferní krev
Stabilita:	6 hodin při +15 až +25 °C
Princip stanovení:	Koagulační optický
Jednotky:	s
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	držet čas a teplotu při transportu Teplota nesmí klesnout pod +15 °C, protože dochází ke zkrácení času (PT)



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Podmínky transportu:	při +15 až +25 °C
-----------------------------	-------------------

Indikace:

Protrombinový test dle Quicka je základní screeningový koagulační test používaný k detekci vrozených či získaných nedostatků faktorů vnějšího koagulačního systému (FF II,V,VII,X). Příčiny prodloužení PT: vrozený defekt výše uvedených koagulačních faktorů, fyziologicky u novorozence, získaný defekt (přítomnost inhibitorů, nedostatek vitamínu K a léčba antagonisty vitamínu K- choroby jater, DIC). Test PT se dále používá k monitorování orální antikoagulační terapie při níž dochází ke snížení hladiny vitamin K dependentních faktorů (II,VII,IX,X). Výsledky se vyjadřují v INR. Terapeutický rozsah: INR = 2,0 – 3,0 (pozn.: terapeutický rozsah INR může být posunut oběma směry dle klinického stavu pacienta).

Biologický ref. interval		
Věk	Dolní mez	Horní mez
	Ratio	
0 - 1 d	0,8	1,5
1 – 28 d	0,8	1,5
1 – 6 m	0,8	1,4
6 m – 100 r	0,8	1,2

Zdroj: Zdroj č.6

Revmatoidní faktory

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 3 dnů uchovat při 2-8°C. lze 1x zamrazit (-20°C, 1 měsíc)
Princip stanovení:	Imunoturbidimetrie
Jednotky:	Arbitrární látková koncentrace (KU/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky



Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Poznámka:

Revmatoidní faktory jsou heterogenní skupina autoprotilátek, zaměřená proti antigenní determinantě na Fc fragmentu molekul IgG. Jsou důležité pro diagnostiku revmatoidní artritidy, ale jejich výskyt je prokázán i u jiných zánětlivě-revmatoidních onemocnění a při různých nemocech nesouvisejících s revmatismem. Setkáváme se s nimi rovněž u klinicky zdravých osob starších 60 let. Autoprotilátky pocházejí ze všech tříd imunoglobulinů, nicméně obvyklé analytické metody se omezují na stanovení revmatoidního faktoru typu IgM.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
věk				
0 - 150		0	19	

Zdroj: Zdroj č. 14

Sedimentace erytrocytů, FW

Základní informace	
Odběr do:	Plast, sodium citrat
Materiál:	Periferní krev
Stabilita:	2 hodiny při +15 až +25 °C
Jednotky:	mm
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Dodržet čas a teplotu
Podmínky transportu:	2 hodiny při +15 až +25 °C

Indikace:

Sedimentace erytrocytů FW (Fahreus-Westegreen) je u zdravého člověka poměrně pomalá a stálá. Při normální FW se erytrocyty spojují jen v malé shluky. Při zrychlené FW vytvářejí agregáty, které rychle klesají ke dnu. Zrychlená FW bývá u nemocí spojených s hyperfibrinogenemií, při zmnožení globulinů a paraproteinů. Zvýšené hodnoty se nacházejí v těhotenství, při prudkých infekcích, zánětech u nádorů a hemoblastóz. Zpomalená FW: při žloutence, při uzávěru žlučových cest kamenem, při polycytémii a polyglobulii.



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Biologický ref. interval		
Věk 1d-100r	žena	muž
za 1 hodinu	7-12	3-9
za 2 hodiny	14-28	6-20

Poznámka: OKBH vydává výsledek za 1 hodinu.

Zdroj: Zdroj č. 14

Sodný kation

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 2 týdnů uchovat při 2- 8°C, lze zamrazit (-20°C)- stabilita rok.
Princip stanovení:	Potenciometrie
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Sodný kation představuje základní kation a osmotickou složku extracelulárního prostoru. Jeho vylučování je ovlivněno mnoha mechanismy, zajišťováno převážně ledvinami. Úprava vylučování sodného kationtu zajišťuje homeostázu vnitřního prostředí. Sledování hladiny sodného kationtu, vylučování močí a jeho denní bilance patří k základním předpokladům péče o vnitřní prostředí.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
věk				
0-1t		131		144
1t-1m		132		142
1-6m		132		140



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

6m-1r	131	141
1 - 18r	132	141
18- 150r	137	145

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č.2

Sodný kation v moči

Základní informace	
Odběr do:	Plast
Materiál:	Moč sbíraná (množství/čas)
Stabilita:	Do 8 týdnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C, 1 rok).
Princip stanovení:	Potenciometrie
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Množství Na⁺ v moči udáváno v mmol/24 hod.

Poznámka:

Vyšetření slouží ke sledování poruch hospodaření s vodou a ionty, ke sledování vnitřního prostředí obecně, k diferenciální diagnostice renální/prerenální insuficience.

Biologický ref. interval	Na			
	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-1m	1		17	
1m-15r	17		180	
15-150r	60		260	

Biologický ref. interval	Na odpad			
	Dolní mez		Horní mez	
	Dolní mez		Horní mez	



Doprovodní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Doprovodního zdravotnictví Čechy

	ženy	muži	ženy	muži
0-6m		1		10
6m-1r		10		30
1-7r		20		60
7-14r		50		120
14-150r		120		150

Zdroj: Zdroj č. 14

Transferin

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 8 dnů uchovat při 2-8°C. lze zamrazit (-20°C, 6 měsíců)
Princip stanovení:	Imunoturbidimetrie
Jednotky:	Hmotnostní koncentrace (g/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hodin
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Transferin je transportním proteinem železa v séru. Rychlost jeho syntézy v játrech může kolísat podle zásob železa a požadavků těla na železo. V případech nedostatku železa je stupeň saturace transferinu železem velmi citlivým indikátorem funkční deplece železa.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
věk				
1d-1m	0,83	0,86	1,76	1,74
1-6m	1,1	0,94	2,58	2,71
6m-1r	1,26	1,52	3,03	2,96
1 – 3r	1,29	1,67	3,17	3,04
3- 6r	1,49	1,72	3,31	2,91
6 – 9r	1,59	1,29	3,05	2,93
9 – 12r	1,58	1,15	3,13	3,16



Doprovodní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Doprovodního zdravotnictví Čechy

12 – 15r	1,64	1,47	3,24	3,1
15 – 18r	1,54	1,65	3,44	2,89
18 – 150r	2		3,6	

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č.15

Triacylglyceroly

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C, 3 měsíce)
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Triglyceridy jsou estery glycerolu, alkoholu s třemi hydroxylovými skupinami, na které jsou připojeny tři mastné kyseliny s dlouhým řetězcem. Jsou z části syntetizovány v játrech a z části vstřebány s potravou. Stanovení triglyceridů je používáno v diagnostice a léčbě pacientů s diabetem, nefrózou, jaterní obstrukcí, poruchami lipidového metabolismu a četnými dalšími endokrinními poruchami.

Biologický ref. interval				
věk	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-1t	0,29	0,21	1,8	1,97
1t-1m	0,37	0,42	3,05	3,15
1m-1r	0,38	0,47	3,84	3,15
1 – 3r	0,28		1,34	
3- 6r	0,34		1,24	
6 – 9r	0,29		1,39	
9 – 11r	0,42	0,25	1,51	1,48
11 – 13r	0,4	0,25	1,4	1,56



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

13 – 15r	0,4	0,36	1,46	1,78
15- 19r	0,4	0,36	1,51	1,51
19 -150r	0,45		1,7	

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č.8

Trijodtyronin volný, fT3

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Sérum: do 48 hodin uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C, 4 týdny)
Princip stanovení:	Elektrochemiluminiscenční imunostanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (pmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Volná frakce trijodtyroninu (free T3), která tvoří přibližně 0,3% celkového trijodtyroninu (T3), odráží funkční stav štítné žlázy. Volné frakce T3 a T4 regulují normální růst a vývoj tak, že udržují tělesnou teplotu a stimulují tvorbu tepla, ovlivňují metabolismus sacharidů, vitamínů, lipidů. Správná funkce štítné žlázy je rovněž důležitá pro vývoj plodu a novorozence.

Biologický ref. interval		
věk	Dolní mez	Horní mez
0-150 let	3,8	6,0

Zdroj: Zdroj č.15

Troponin I, vysoce senzitivní, TNI hs

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení Plast s heparinátem nebo EDTA
Materiál:	Sérum, plazma



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Stabilita:	Sérum, plazma: do 48 hod uchovat při 2-8°C, lze 1x zamrazit (-20°C, 12 měsíců)
Princip stanovení:	Elektrochemiluminiscenční imunostanovení
Jednotky:	Hmotnostní koncentrace (ng/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Vzhledem k vysoké tkáňové specifičnosti je srdeční troponin I (cTnI) vysoce citlivým markerem pro poškození srdce. Koncentrace srdečního troponinu I se zvyšuje cca 3-4 hodiny po infarktu myokardu a může přetrvávat až 2 týdny po něm. Srdeční troponin I (cTnI) je nezávislým prognostickým markerem, který může předpovídat krátko-, středně- a dokonce i dlouhodobou perspektivu pacientů s akutním koronárním syndromem. Hladiny troponinu I korelují se závažností onemocnění koronárních tepen a špatným klinickým výsledkem nezávisle na koncentracích natriuretických peptidů.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
věk				
0 - 150	0	0	11,6	19,80

Zdroj: Zdroj č.15

Tyreotropin, TSH

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Sérum: do 7 dnů uchovat při 2-8°C, lze 1x zamrazit (-20°C, 4 týdny)
Princip stanovení:	Elektrochemiluminiscenční imunostanovení
Jednotky:	Arbitrární látková koncentrace (mU/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky
-----------------------------	--------------------------

Poznámka:

Lidský TSH uvolňovaný z předního laloku hypofýzy je hlavním regulátorem funkce štítné žlázy; ovlivňuje velký počet metabolických procesů ve štítné žláze vazbou na její buněčné membránové receptory. Důsledkem této stimulace je syntéza a uvolňování T3 a T4 a udržování fyzické a funkční integrity štítné žlázy. Hlavní klinické použití měření TSH spočívá v posouzení stavu štítné žlázy.

Biologický ref. interval		
věk	Dolní mez	Horní mez
0 – 12 r	0,79	5,85
12 – 19 r	0,68	3,35
19 – 150 r	0,38	4,5

Zdroj: Zdroj č. 13, Zdroj č.14, Zdroj č.15

Tyroxin volný, fT4

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Sérum: do 48 hodin uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C, 4 týdny)
Princip stanovení:	Elektrochemiluminiscenční imunostanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (pmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Volná frakce tyroxinu (fT4), která tvoří přibližně 0,04% celkového tyroxinu (T4), odráží funkční stav štítné žlázy. Volné frakce T3 a T4 regulují normální růst a vývoj tak, že udržují tělesnou teplotu a stimulují tvorbu tepla, ovlivňují metabolismus sacharidů, vitamínů, lipidů. Správná funkce štítné žlázy je rovněž důležitá pro vývoj plodu a novorozence.



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Biologický ref. interval	Biologický ref. interval fT4	
věk	Dolní mez	Horní mez
0-150let	7,6	16,1

Zdroj: Zdroj č.12

Urea

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C, 1 rok)
Princip stanovení:	Enzymatické kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Močovina je hlavní koncový produkt metabolismu bílkovinného dusíku. Je syntetizována v cyklu močoviny v játrech z amoniaku, který vzniká při deaminaci aminokyselin. Močovina je vylučována především ledvinami, ale nepatrné množství je vylučováno i potem a degradováno účinkem bakterií ve střevech. Stanovení dusíku močoviny je běžným testem funkce ledvin.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
věk	ženy	muži	ženy	muži
0 – 6t	1,7		5	
6t – 18r	2,6		7,5	
18 – 50r	2,7	3,2	6,4	8,2
50 – 150r	3,1	3,6	8	8,2

Zdroj: Zdroj č. 2, Zdroj č.14



Dopravní zdravotnictví a.s.

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Urea v moči

Základní informace	
Odběr do:	Plast
Materiál:	Moč sbíraná (množství/čas)
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C, 1 měsíc)
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Množství urey v moči udáváno v mmol/24 hod.

Poznámka:

Močovina je hlavní koncový produkt metabolismu bílkovinného dusíku. Je syntetizována v cyklu močoviny v játrech z amoniaku, který vzniká při deaminaci aminokyselin. Močovina je vylučována především ledvinami, ale nepatrné množství je vylučováno i potem a degradováno účinkem bakterií ve střevech. Stanovení dusíku močoviny je běžným testem funkce ledvin

Biologický ref. interval	Urea			
věk	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-150r	220		400	

Biologický ref. interval	Urea odpad			
věk	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-1t	3		3	



Doprovodní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Doprovodního zdravotnictví Čechy

1-4t	10	17
4t-1r	33	67
1-15r	67	333
15-150r	330	580

Zdroj: Zdroj č.14

Vápník celkový

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 3 týdnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C, 8 měsíců)
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Vápník je nejhojnějším minerálním prvkem v těle, soustředěným z 99 % v kostech, především v podobě hydroxyapatitu. Zbývající část vápníku je rozložena v různých tkáních a extracelulárních tekutinách, kde hraje důležitou roli v mnoha životních pochodech. Kromě jeho funkce při stavbě kostí je vápník začleněn do procesů srážení krve, neuro- muskulární vodivosti, dráždivosti kosterního svalu a myokardu, aktivace enzymů a ochrany celistvosti buněčné membrány a její propustnosti.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-1t		1,75		2,7
1t-1r		2,1		2,9
1 – 3r		2,17		2,44
3 – 11r		2,19		2,51
11 – 13r		2,19		2,64
13 – 15r		2,29		2,66
15 – 19r		2,22		2,66



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

19 – 150r	2,17	2,51
-----------	------	------

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č.2

Vápník celkový v moči

Základní informace	
Odběr do:	Plast
Materiál:	Moč sbíraná (množství/čas)
Stabilita:	do 4 dnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C)
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (mmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Moč možno okyselit 6M HCl na pH 2 k zabránění precipitace vápenatých solí.
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Množství Ca v moči udáváno v mmol/24 hod.

Poznámka:

Vyšetření je prováděno u poruch kalcium-fosfátového metabolismu.

Biologický ref. interval	Ca			
věk	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-6t	0,5		2,5	
6t-15r	0,5		4	
15 – 150r	0,6		5,5	
Biologický ref. interval	Ca odpad			
věk	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-4t	0,5		2,5	
4t-15r	0,5		4	
15 – 150r	0,6		6	

Zdroj: Zdroj č. 14



Doprovodní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Doprovodního zdravotnictví Čechy

Vitamin D celkový (25-Hydroxyvitamin D)

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 4 dnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C, 6 měsíců)
Princip stanovení:	Elektrochemiluminiscenční imunostanovení
Jednotky:	Látková koncentrace (nmol/l)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod
Preanalytická fáze:	Nejsou zvláštní podmínky
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Vitamin D je v tučích rozpustný prekurzor steroidního hormonu, který je produkován hlavně v kůži po vystavení slunečnímu světlu. Vitamin D je biologicky inertní, k aktivaci jsou nutné 2 hydroxylace v játrech a ledvinách (1,25-dihydroxyvitamin D). Dvě nejvýznamnější formy vitamínu D jsou vitamin D3 (cholecalciferol) a vitamin D2 (ergocalciferol).

Vitamin D je nezbytný pro zdravé kosti. U dětí vede závažný nedostatek k malformaci kostí, známé jako křivice. Ve spojení s dalšími klinickými údaji mohou být výsledky použity jako pomůcka při zjišťování metabolismu kostí.

U vitamínu D byl doposud prokázán vliv na expresi u 200 různých genů. Nedostatečnost souvisí s diabetem, různými druhy karcinomu, kardiovaskulárními nemocemi, autoimunitními nemocemi a přirozenou imunitou.

Biologický ref. interval
70-150 nmol/l

Zdroj: Příbalový leták 25-hydroxyvitamin D (Vitamin D total)

Železo celkové, Fe

Základní informace	
Odběr do:	Plast, aktivátor srážení
Materiál:	Sérum
Stabilita:	Do 7 dnů uchovat při 2-8°C, lze zamrazit (-20°C)
Princip stanovení:	Kolorimetrické stanovení



Dopravní zdravotnictví a.s.
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy

Jednotky:	Látková koncentrace ($\mu\text{mol/l}$)
Provádíme:	Denně
Odezva:	Do 24 hod, STATIM do 2 hod od příjmu
Preanalytická fáze:	Hemolýza ovlivňuje výsledky.
Podmínky transportu:	Nejsou zvláštní podmínky

Poznámka:

Železo je vstřebáváno především ve formě Fe^{2+} v duodenu a horním jejunu. Trojmocná forma a železo Fe^{3+} , vázané v hemu, musí být nejprve redukována vitaminem C. Po vstřebání iontů Fe^{2+} buňkami sliznice je předáno do vazby transportním složkám. Před přechodem do plazmy je oxidováno ceruloplazminem na Fe^{3+} a pak navázáno na transferin. Transport iontů Fe v krevní plazmě probíhá prostřednictvím transferin-železných komplexů. Každá molekula transferinu může dopravovat maximálně 2 ionty Fe^{3+} . Železo v séru je skoro zcela vázáno na transferin.

Biologický ref. interval	Dolní mez		Horní mez	
	ženy	muži	ženy	muži
0-1m	5,2	5,7	22,7	20
1m-1r	4,5	4,8	22,6	19,5
1 – 4r	4,5	5,2	18,1	16,3
4 – 7r	5,0	4,5	16,7	20,6
7 – 10r	5,4	4,8	18,6	17,2
10 – 13r	5,7	5	18,6	20
13 – 16r	5,4	4,7	19,5	19,7
16 – 18r	5,9	4,8	18,3	24,7
18 – 150r	9,2	10	26	33,7

Zdroj: Zdroj č. 1, Zdroj č.2, Zdroj č.14